



NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle 9 canales

A629280130C

El NIRS XDS Process Analyzer – MicroBundle ofrece la siguiente generación de instrumentos de análisis de procesos para análisis en tiempo real en el sector farmacéutico y químico. Se realizan medidas no destructivas y precisas de casi cualquier tipo de muestra (polvos, lodos, líquidos, etc.) directamente en la línea de procesos, granulador, secador o recipiente de reacción. Se pueden conectar hasta 9 sondas y/o celdas de flujo al instrumento de análisis. Los 9 canales se pueden configurar independientemente unos de otros y el microhaz de fibra óptica permite que los 9 puntos de medida se encuentren a una distancia de hasta 35 metros del instrumento de análisis de procesos XDS NIR.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 voltios, carbonato básico de plomo

Lámpara de recambio con contacto para instrumentos NIRS Process. 50 W, 12 voltios, carbonato básico de plomo.

