



NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber SinglePoint

A629280210C

El NIRS XDS Process Analyzer – SingleFiber ofrece la siguiente generación de instrumentos de análisis de procesos para análisis en tiempo real en el sector farmacéutico y el sector químico. Se realizan medidas no destructivas y precisas de líquidos claros directamente en la línea de procesos o en un recipiente de reacción. La fibra óptica única permite que el punto de medida se encuentre a una distancia de hasta 100 metros del instrumento de análisis de procesos XDS NIR.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

A649281190

NIRS XDS Process Contact Lamp 50 W, 12 voltios, carbonato básico de plomo

Lámpara de recambio con contacto para instrumentos NIRS Process. 50 W, 12 voltios, carbonato básico de plomo.

