




NIRS Analyzer PRO – ContactReflection

A629281110

NIRS Analyzer Pro es un sistema de análisis de procesos de punto único basado en la tecnología de red de diodos de alta resolución. Proporciona análisis no destructivos de sólidos, gránulos o polvos a través de una ventana de vidrio directamente en la línea de procesos sin derivación: un verdadero sistema inline.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.7440.480	NIRS Process, caja de comunicación de E/S
	Caja de comunicación de E/S para aparatos procesadores con 24 canales analógicos y 24 digitales



A660044277 Lámpara para el NIRS Analyzer PRO 12V/20W

Lámpara de recambio para el NIRS Analyzer Pro (12V/20W)

