




NIRS Analyzer PRO – FiberSystem

A629281120


NIRS Analyzer Pro es un sistema de análisis de procesos de punto único basado en la tecnología de red de diodos de alta resolución. Proporciona análisis no destructivos de líquidos, gránulos, polvos, lodos, o sustancias opalescentes utilizando microhaces de fibras ópticas y sondas de contacto para medidas de reflectancia y transflectancia.

Partes/accesorios A629281120

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.7440.480	NIRS Process, caja de comunicación de E/S
		Caja de comunicación de E/S para aparatos procesadores con 24 canales analógicos y 24 digitales



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.7440.480	NIRS Process, caja de comunicación de E/S Caja de comunicación de E/S para aparatos procesadores con 24 canales analógicos y 24 digitales	
A660044277	Lámpara para el NIRS Analyzer PRO 12V/20W Lámpara de recambio para el NIRS Analyzer Pro (12V/20W)	