



# Microelectrodo de plata de 100 $\mu\text{m}$

AG.100

Microelectrodo de plata con un diámetro de disco de 100  $\mu\text{m}$ .

## Accesorios opcionales

| Order no.  | Descripción                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1241.060 | Mango de electrodo<br><br>Para puntas de electrodo 6.1204.XXX y clavija de contacto 6.2103.1XX.<br>Cabezal de electrodo enchufable B (4 mm). |

