



Botón de parada de emergencia del Booster

BSTR20.EMG.S

El Booster20A está equipado con un botón de parada de emergencia que puede colocarse muy cerca del aparato.

Partes/accesorios BSTR20.EMG.S

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	3500003600	Amplificador de corriente de 20 A

El módulo Booster20A aumenta la corriente máxima del PGSTAT302N a 20 amperios. El potencial de cumplimiento del sistema es de 20 V junto con el Booster20A.

Con su rápido tiempo de respuesta, el Booster20A de Autolab se ha optimizado para realizar medidas de impedancia electroquímica junto con el módulo FRA32M en células de combustible, baterías y supercondensadores. El amplificador puede tratar células pasivas y activas. El Booster20A puede usarse para medir las características de carga y descarga de los supercondensadores, realizar medidas en células de combustible o medidas de CC o CA en electrodos de superficie amplia.

