



Espectrómetro manual Raman TacticID-GP Plus

BWT-840000972

El TacticID-GP Plus es un espectrómetro manual Raman para el uso sobre el terreno que proporciona una identificación química rápida y no destructiva. De este modo pueden reducirse el tiempo de respuesta y la incertidumbre operativa. Gracias a un flujo de trabajo intuitivo y a una pantalla táctil, las muestras pueden analizarse de forma no destructiva a través de embalajes opacos y transparentes. Los usuarios como, por ejemplo, personal de seguridad o fuerzas de seguridad (las autoridades policiales, entre otras), los guardias de aduanas y de fronteras, las unidades de desactivación de bombas y los equipos de eliminación de materiales peligrosos, pueden evaluar el nivel de peligro de forma clara y rápida, lo que les permite responder rápidamente, incluso con un contacto mínimo con la muestra. El TacticID-GP Plus utiliza la contrastada espectroscopía Raman para permitir a los usuarios identificar muestras en tiempo real, con una visión clara de los niveles de peligro y las indicaciones de seguridad conforme al sistema GHS y la norma NFPA 704.

Partes/accesorios BWT-840000972

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

BWT-840000294 Estación de carga de batería

Estación de carga de batería de iones de litio (solo para la carga de NR-BAT y TID-BAT).



1 PCS

BWT-840000295 Frascos para líquidos de 15 mm de diámetro

Envase con 6 frascos de vidrio borosilicato (diámetro de 15 mm) con bolsa incluida.




2 PCS

BWT-840000403 Batería recargable de iones de litio de 10,8 V

Batería recargable de iones de litio: puede usarse perfectamente con TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064.

TID-BAT



1 PCS

BWT-840000406 Adaptador para soporte de frascos TacticID

Adaptador para soporte de frascos TacticID, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.



1 PCS

BWT-840000414 Adaptador de red de 18 V

Adaptador de red para 18 V CC, 1,67 A. Se incluyen los conectores para EE. UU., Europa, Reino Unido y Australia.

TID-PWA



1 PCS

BWT-840000416 Adaptador Point-and-Shoot TactiD

Adaptador Point-and-Shoot TactiD.



1 PCS

BWT-840000417 Tapa de validación TactiD

Tapa de validación TactiD con poliestireno incorporado según la norma ASTM. Para uso con TactiD-N Plus y TactiD-GP Plus.



1 PCS

BWT-840000418 Tapa protectora del eje TactiD-GP (amarillo)

Tapa protectora del eje TactiD-GP y TactiD-GP Plus (amarillo).

TID-CAP-GP



1 PCS

BWT-840000422 Maleta de transporte TactiD

Resistente maleta de transporte TactiD hecha de plástico duro.



1 PCS

BWT-840000491 Adaptador de ángulo recto TactiD

Adaptador de ángulo recto TactiD.



1 PCS

BWT-840000498 Cartucho para baterías desechables

Cartucho de baterías TactiD para uso con seis baterías desechables de 123 A (por ejemplo, Surefire). Sin baterías.



1 PCS

BWT-840000858 Cable USB

Cable USB compatible con el puerto Micro-USB hasta el USB 2.0 tipo A.



1 PCS

BWT-840000948 Cable principal USB-OTG

Cable principal USB-OTG para la transferencia de datos entre una memoria USB y un sistema portátil.



1 PCS

BWT-840000974 Librería de espectros Raman completa (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman completa para TacticID Plus con más de 10000 espectros de productos químicos comunes, narcóticos, disolventes y plásticos. Incluye indicaciones de seguridad para NFPA704 y SGA.



1 PCS

BWT-840000975 Librería de espectros de productos químicos comunes, narcóticos, explosivos, disolventes y plásticos (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman para TacticID Plus con más de 1200 espectros de productos químicos comunes, narcóticos, explosivos, disolventes y plásticos. Incluye indicaciones de seguridad para NFPA704 y SGA. Posiblemente sujeto a control de exportación.



1 PCS

BWT-840000981 Software TacticID Plus

Unidad de memoria USB con software TacticID Plus TID para ordenador, paquete de instalación TID y manuales del producto TacticID Plus.



1 PCS


BWT-840000419 Lápiz/bolígrafo para TacticID

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil (paquete de 5 unidades).

TID-STY



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
BWT-840000329	Bolsa para frascos de 15 mm. Bolsa para frascos de 15 mm.	
BWT-840000353	Tapa protectora para el eje Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.	
BWT-840000361	Medidor de potencia láser de mano Medidor de potencia láser, tipo varilla, calibrado. Rango: de 5 microvatios a 1 vatio. Uso en OQ/PQ y certificación anual del medidor de potencia láser.	
BWT-840000428	Enrutador WLAN Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.	

BWT-840000912 Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles

Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles (solo para el eje).

Este kit incluye: 15 juntas tóricas n.º 1 con diámetro interior de 9,00 mm y 15 juntas tóricas n.º 2 con diámetro interior de 10,00 mm (TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064).

TID-ORK




BWT-840000524 Adaptador TacPac™

Adaptador de análisis SERS para su uso con sustratos TacPac™-P SERS.



BWT-840000669 Cargador de coche para TacticID

Cargador de coche para TacticID-N Plus.



BWT-840000976 Librería de espectros de productos químicos comunes, narcóticos, disolventes y plásticos (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman para TacticID Plus con más de 1180 espectros de productos químicos comunes, narcóticos, disolventes y plásticos. Incluye indicaciones de seguridad para NFPA704 y SGA.



BWT-840000977 Librería de espectros Raman de explosivos (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman de explosivos para TacticID Plus con más de 180 espectros. Incluye indicaciones de seguridad para NFPA704 y SGA.

Nota: Este artículo puede estar sujeto a controles de exportación en algunas regiones.



BWT-840000978 Librería de espectros Raman de piedras preciosas (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman de piedras preciosas para TacticID Plus con 467 espectros.



BWT-840000979 Librería de espectros Raman de armas químicas (TacticID Plus)

Librería de espectros Raman de armas químicas para TacticID Plus. Incluye indicaciones de seguridad para NFPA704 y SGA. Nota: Este artículo puede estar sujeto a controles de exportación en algunas regiones.



BWT-840000603 Bolsa para adaptador de TacticID

Bolsa para adaptador TacticID (785 nm)



BWT-840001124 Kit de preparación de muestras TacPac (paquete de 25)

Kit de preparación de muestras de análisis SERS para usar con los espectrómetros manuales Raman de B&W Tek. Para la amplificación de la señal Raman y la reducción de la fluorescencia de muestras difíciles de medir. Para su uso con una excitación láser de 785 nm. Espátula de laboratorio desechable de plástico de un solo uso, pipetas y tubos de microcentrífuga graduados de PP (2 ml) utilizados para preparar las muestras para las pruebas con TacPac™ SERS. Se incluye un paquete de 25 sustratos SERS.

TAP-SAM25



BWT-840001125 Kit de preparación de muestras TacPac (paquete de 50)

Kit de preparación de muestras de análisis SERS para usar con los espectrómetros manuales Raman de B&W Tek. Para la amplificación de la señal Raman y la reducción de la fluorescencia de muestras difíciles de medir. Para su uso con una excitación láser de 785 nm. Espátula de laboratorio desechable de plástico de un solo uso, pipetas y tubos de microcentrífuga graduados de PP (2 ml) utilizados para preparar las muestras para las pruebas con TacPac™ SERS. Se incluye un paquete de 50 sustratos SERS.

TAP-SAM50

