



TacticID Mobile Flex

BWT-840001336

El paquete TacticID Mobile Flex permite al usuario personalizar el TacticID Mobile según sus necesidades. El paquete Flex incluye los componentes esenciales necesarios para manejar el TacticID Mobile, pero no incluye los Smart Tip. Se requiere al menos un Smart Tip para el manejo.

El paquete TacticID Mobile Flex incluye la tapa de validación de poliestireno, el cable USB tipo C a tipo A, la batería recargable de iones de litio de 10,8 V y un adaptador de corriente para TacticID Mobile con enchufes internacionales.

Partes/accesorios BWT-840001336

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	BWT-840000348	Tapa de validación de poliestireno

Tapa de validación de poliestireno con poliestireno incorporado según la norma ASTM.




1 PCS

BWT-840000403 Batería recargable de iones de litio de 10,8 V

Batería recargable de iones de litio: puede usarse perfectamente con TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064.

TID-BAT



1 PCS

BWT-840001252 Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos y productos químicos en general

Librería TacticID Mobile de materiales ilícitos, incluidas drogas, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.




1 PCS

BWT-840001191 Cable USB de tipo C a tipo A

Cable USB de tipo C a tipo A. Compatible con el TacticID Mobile.

HHX-USB




1 PCS

BWT-840001192 Adaptador de corriente para TacticID Mobile con conectores internacionales

Adaptador de corriente 15 V 3,6 A CC. Incluye conectores para EE. UU., UE, Reino Unido y Australia. Compatible con el TacticID Mobile.

HHX-PWA



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

BWT-840000342	Adaptador de ángulo recto
---------------	---------------------------

Adaptador de ángulo recto para efectuar medidas manos libres al utilizar aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.



BWT-840000343	Accesorio lente
---------------	-----------------

Accesorio lente para aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.



BWT-840000344	Adaptador para soporte de frascos
---------------	-----------------------------------

Adaptador para soporte de frascos, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.



BWT-840000345	Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella
---------------	--


Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella.

NR2-BSA



BWT-840000353 Tapa protectora para el eje

Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.



BWT-840000354 Bolsa para adaptadores (NR2-PCH-ADPT)

Bolsa para adaptadores Raman portátiles, compatible con NanoRam-1064, TacticID-N Plus y TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



BWT-840000419 Lápiz/bolígrafo para TacticID

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil (paquete de 5 unidades).

TID-STY



BWT-840000428 Enrutador WLAN

Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.



BWT-840000912 Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles

Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles (solo para el eje).

Este kit incluye: 15 juntas tóricas n.º 1 con diámetro interior de 9,00 mm y 15 juntas tóricas n.º 2 con diámetro interior de 10,00 mm (TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000949 Adaptador de punto grande

El adaptador de punto grande para la toma de muestras está diseñado para su uso con los sistemas Raman de mano de Metrohm; este adaptador proporciona un mayor tamaño de punto y una mayor profundidad de muestreo para reducir al mínimo el riesgo de que se quemen las muestras, en particular las muestras sensibles o las de color oscuro. Además, este adaptador admite la vista a través, si se usa con dispositivos compatibles con el software correspondiente.

TID-STA



BWT-840000969 Sonda de inmersión Raman 1064 portátil

Accesorio de espectrómetro 1064 Raman portátil: sonda de inmersión de contacto, longitud de 6 pulg., distancia de trabajo de aprox. 1 mm, presión de servicio de hasta 2 bar a temperatura ambiente.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de trabajo de 10 mm.

NRX-BSA




Bolsa de hombro para la serie TactiClD. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TactiClD y NanoRam. Solo para fines de transporte.

TID-SBG



BWT-840001252 Librería TactiClD Mobile de materiales ilícitos y productos químicos en general

Librería TactiClD Mobile de materiales ilícitos, incluidas drogas, químicos industriales tóxicos y materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.



BWT-840001266 Librería Raman completa para TactiClD Mobile

Librería Raman completa de Metrohm para TactiClD Mobile: más de 29'000 entradas de espectros de productos químicos, minerales, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos.


TDL-XM-MCRL



BWT-840001194 Batería externa para el TactiClD Mobile

Batería externa para el TactiClD Mobile. Compatible con la unidad TactiClD Mobile y con el adaptador de corriente del TactiClD Mobile para poder cargarlo.


HHX-PWB



BWT-840001223 Cargador de coche USB-C para TacticID Mobile

Cargador de coche USB-C para TacticID Mobile. Incluye un cable USB-C dedicado para una carga rápida dentro de un vehículo.


Modelo HHX-CCA



BWT-840001193 Unidad USB que contiene los manuales del producto TacticID Mobile

Unidad USB que contiene el manual del producto TacticID Mobile; incluye tanto el conector USB tipo A como el conector USB tipo C, y puede usarse para funciones de conexión sobre la marcha (OTG).


HHX-USB-OTG



BWT-840001184 Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 compuestos para el TacticID Mobile

Biblioteca de espectros Raman con más de 1000 espectros de productos químicos comunes, narcóticos, disolventes y plásticos. Incluye información de seguridad de la NFPA 704 y del SGA. Para el uso con el TacticID Mobile.

TDL-XM-CNSP



BWT-840001323 Librería de minerales para TacticID Mobile

Librería de minerales de Metrohm para TacticID Mobile.



BWT-840001226 Librería de explosivos para TacticID Mobile

Librería de explosivos para TacticID Mobile.



BWT-840001190 Librería de CWA para TacticID Mobile

Librería de agentes de guerra química (CWA) para TacticID Mobile.



BWT-840001294 Librería MCRL de inorgánicos y organometálicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de inorgánicos y organometálicos para TacticID Mobile.



BWT-840001302 Librería MCRL de productos de cuidado personal para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para TacticID Mobile.



BWT-840001306 Librería MCRL de polímeros y aditivos de polímeros para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para TacticID Mobile.



BWT-840001310 Librería MCRL de colorantes, pigmentos y tintes para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para TacticID Mobile.



BWT-840001298 Librería MCRL de orgánicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos para TacticID Mobile.



BWT-840001319 Librería MCRL de orgánicos – halogenados para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para TacticID Mobile.



BWT-840001320 Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID Mobile.



BWT-840001321 Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID Mobile.



BWT-840001322 Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para TacticID Mobile.



66079320 Librería MCRL de pesticidas para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para TacticID Mobile.



66079330

Librería MCRL de bioquímicos para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para TacticID Mobile.



66079340

Librería MCRL de API para TacticID Mobile

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para TacticID Mobile.

