



NanoRam-1064 Flex

BWT-840001337

El paquete NanoRam-1064 Flex permite al usuario personalizar el NanoRam-1064 según sus necesidades. El paquete Flex incluye los componentes esenciales necesarios para manejar el NanoRam-1064, pero no incluye los Smart Tip. Se requiere al menos un Smart Tip para el manejo.

El paquete NanoRam-1064 Flex incluye la tapa de validación de poliestireno, el cable USB, el adaptador de corriente de 18 V y una batería recargable de iones de litio de 10,8 V.

Partes/accesorios BWT-840001337

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	BWT-840000348	Tapa de validación de poliestireno
		Tapa de validación de poliestireno con poliestireno incorporado según la norma ASTM.




1 PCS

BWT-840000403 Bateria recargable de iones de litio de 10,8 V

Bateria recargable de iones de litio: puede usarse perfectamente con TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064.

TID-BAT



1 PCS

BWT-840000414 Adaptador de red de 18 V

Adaptador de red para 18 V CC, 1,67 A. Se incluyen los conectores para EE. UU., Europa, Reino Unido y Australia.

TID-PWA



1 PCS

BWT-840000858 Cable USB

Cable USB compatible con el puerto Micro-USB hasta el USB 2.0 tipo A.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
-----------	-------------

BWT-840000294	Estación de carga de batería
---------------	------------------------------

Estación de carga de batería de iones de litio (solo para la carga de NR-BAT y TID-BAT).



BWT-840000295	Frascos para líquidos de 15 mm de diámetro
---------------	--

Envase con 6 frascos de vidrio borosilicato (diámetro de 15 mm) con bolsa incluida.



BWT-840000296	Lápiz/bolígrafo
---------------	-----------------

Combinación de lápiz/bolígrafo para pantalla táctil.

NR-STY



BWT-840000298	Maleta de transporte NanoRam
---------------	------------------------------

Resistente maleta de transporte NanoRam hecha de plástico duro.



BWT-840000329 Bolsa para frascos de 15 mm

Bolsa para frascos de 15 mm.



BWT-840000342 Adaptador de ángulo recto

Adaptador de ángulo recto para efectuar medidas manos libres al utilizar aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.



BWT-840000343 Accesorio lente

Accesorio lente para aparatos Raman portátiles. Compatible con NanoRam-1064 y TacticID Mobile.



BWT-840000344 Adaptador para soporte de frascos

Adaptador para soporte de frascos, compatible con frascos de 15 mm de diámetro.



BWT-840000345 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella


Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botella.

NR2-BSA



BWT-840000353 Tapa protectora para el eje

Tapa protectora para el eje de los aparatos de mano Raman, paquete de 10 unidades.



BWT-840000354 Bolsa para adaptadores (NR2-PCH-ADPT)

Bolsa para adaptadores Raman portátiles, compatible con NanoRam-1064, TacticID-N Plus y TacticID Mobile.

NR2-PCH-ADPT



BWT-840000361 Medidor de potencia láser de mano

Medidor de potencia láser, tipo varilla, calibrado. Rango: de 5 microvatios a 1 vatio. Uso en OQ/PQ y certificación anual del medidor de potencia láser.



Enrutador WLAN portátil alimentado por batería, conexión 3G/4G.



BWT-840000912 Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles

Kit de sustitución de junta tórica para aparatos Raman portátiles (solo para el eje).

Este kit incluye: 15 juntas tóricas n.º 1 con diámetro interior de 9,00 mm y 15 juntas tóricas n.º 2 con diámetro interior de 10,00 mm (TacticID-N Plus, TacticID Mobile y NanoRam-1064).

TID-ORK



BWT-840000949 Adaptador de punto grande

El adaptador de punto grande para la toma de muestras está diseñado para su uso con los sistemas Raman de mano de Metrohm; este adaptador proporciona un mayor tamaño de punto y una mayor profundidad de muestreo para reducir al mínimo el riesgo de que se quemen las muestras, en particular las muestras sensibles o las de color oscuro. Además, este adaptador admite la vista a través, si se usa con dispositivos compatibles con el software correspondiente.

TID-STA



BWT-840000969 Sonda de inmersión Raman 1064 portátil

Accesorio de espectrómetro 1064 Raman portátil: sonda de inmersión de contacto, longitud de 6 pulg., distancia de trabajo de aprox. 1 mm, presión de servicio de hasta 2 bar a temperatura ambiente.

NRX-CTP-IMP



BWT-840000970 Espectrómetro manual Raman: Adaptador para botellas grandes (1064)

Accesorios para espectrómetro manual Raman 1064: Adaptador para botellas grandes con una distancia de trabajo de 10 mm.

NRX-BSA



BWT-840000971 Software y manual del producto para NanoRam-1064

Accesorios para NanoRam-1064: memoria USB con paquete de instalación del software NID-EX, manual del producto NanoRAM-1064 (PDF) y de instalación del NID EX (PDF).



BWT-840001263 Librería Raman USP completa para NanoRam-1064

Librería Raman USP completa de Metrohm para NanoRam-1064; incluye aproximadamente 900 elementos certificados trazables.



66079530 Librería Raman completa para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm: más de 29 000 entradas de espectros de productos químicos, minerales, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos para NanoRam-1064.



66079520

Librería de materiales ilícitos y productos químicos en general para NanoRam-1064

La librería Raman de materiales ilícitos y productos químicos en general de Metrohm para NanoRam-1064 incluye drogas, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.



66079420

Librería MCRL de inorgánicos y organometálicos para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de inorgánicos y organometálicos para NanoRam-1064.



66079470

Librería MCRL de productos de cuidado personal para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para NanoRam-1064.



66079480

Librería MCRL de polímeros y aditivos de polímeros para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para NanoRam-1064.



66079410

Librería MCRL de colorantes, pigmentos y tintes para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para NanoRam-1064.



66079510

Librería MCRL de pesticidas para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para NanoRam-1064.



66079490

Librería MCRL de bioquímicos para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para NanoRam-1064.



66079500

Librería MCRL de API para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para NanoRam-1064.



66079430

Librería MCRL de orgánicos – halogenados para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para NanoRam-1064.



66079440

Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para NanoRam-1064.



66079450

Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para NanoRam-1064.



66079460

Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre para NanoRam-1064

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para NanoRam-1064.

