




Electrodo serigrafiado de carbono 96X

DRP-96X110-U4

Electrodo serigrafiado de carbono 96X. Formado por 96 celdas electroquímicas de tres electrodos. En la parte trasera de la placa hay rutas de contacto chapadas en oro.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-CONNECTOR96X	Conecta electrodos serigrafiados de formato 96X a cualquier tipo de (multi)potenciostato.

Conecta electrodos serigrafiados de formato 96X a cualquier tipo de (multi)potenciostato. Dos selectores giratorios manuales permiten seleccionar los identificadores de la letra de la fila (de A a H) y del número de la columna (de 1 a 12) de los pocillos que se van a analizar.

