


Celda para electrodos serigrafiados en PEEK

DRP-CELL-PEEK

Celda de PEEK para análisis por lotes con agitación opcional y recomendada para muestras purgadas y para el modo de adiciones de patrón. Apta para el funcionamiento con todos los electrodos serigrafiados del catálogo, pero recomendada específicamente para el uso con electrodos serigrafiados de formato trabajo en solución.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
DRP-CAC	Conector de cable para electrodos serigrafiados Conecta electrodos serigrafiados DropSens a cualquier tipo de potencióstato. Recomendado para trabajar con análisis en flujo o en estático.	
DRP-CAST	Conector de cable μ Stat para electrodos serigrafiados Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.	
DRP-CELLHOLDER	Soporte de celda Accesorio que se utiliza en combinación con CELL y CELL-PEEK cuando se trabaja en el análisis por lotes para la mejora de la configuración.	