




Soporte de celda

DRP-CELLHOLDER

Accesorio que se utiliza en combinación con CELL y CELL-PEEK cuando se trabaja en el análisis por lotes para la mejora de la configuración.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-CELL-PEEK	Celda para electrodos serigrafiados en PEEK Celda de PEEK para análisis por lotes con agitación opcional y recomendada para muestras purgadas y para el modo de adiciones de patrón. Apta para el funcionamiento con todos los electrodos serigrafiados del catálogo, pero recomendada específicamente para el uso con electrodos serigrafiados de formato trabajo en solución.



Celda de metacrilato para análisis por lotes con agitación opcional y recomendada para muestras purgadas y para el modo de adiciones de patrón. Apta para el funcionamiento con todos los electrodos serigrafiados del catálogo, pero recomendada específicamente para el uso con electrodos serigrafiados de formato trabajo en solución.

