



Celda de teflonfluoretileno para electrodos serigrafiados (pocillo cónico)

DRP-CFLWCL-CONIC-TEF

Celda cónica de teflonfluoretileno apta para el uso con electrodos serigrafiados de formato estándar con la celda electroquímica en el medio de la tira. Sistema de cierre con potentes imanes.

Accesorios opcionales


Order no.	Descripción
DRP-110GPH-U50	Electrodo serigrafiado de carbono modificado con grafeno
	Electrodo serigrafiado de carbono modificado con grafeno. Diseñado para el desarrollo de (bio)sensores con una superficie activa electroquímica ampliada.



DRP-CAC

Conector de cable para electrodos serigrafiados

Conecta electrodos serigrafiados DropSens a cualquier tipo de potencióstato. Recomendado para trabajar con análisis en flujo o en estático.



DRP-250BT-U75

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Pt; ref.: Ag) / tinta BT. Apto para el uso con microvolúmenes, para ensayos descentralizados o para desarrollar sensores específicos.



DRP-CAST

Conector de cable μ Stat para electrodos serigrafiados

Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.



DRP-C013-U75

Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag)

Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag). Electrodo de trabajo de 1,6 mm de diámetro.

