





Celda de flujo de teflonfluoretileno para electrodos interdigitados

DRP-FLWCL-IDE-TEF

Celda de flujo de tipo thin-layer de teflonfluoretileno para análisis FIA. Apta para el uso con electrodos interdigitados ref. G-IDEAU10, G-IDEAU5, G-IDEPT10, G-IDEPT5, G-IDECONAU10 y G-IDECONPT10. Sistema de cierre con potentes imanes. Accesorios de montaje incluidos.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-CACIDE	Conector de cable para electrodos interdigitados/sustrato de vidrio
	Conecta electrodos interdigitados DropSens sobre sustrato de vidrio a cualquier tipo de potencióstato.



DRP-G-IDEAU10-U20 Electrodo interdigitado de oro / líneas y huecos de 10 micras / sustrato de vidrio

Electrodo interdigitado de oro / líneas y huecos de 10 micras / sustrato de vidrio



DRP-G-IDECONAU10-U20 Electrodo concéntrico interdigitado de oro / líneas y huecos de 10 micras / sustrato de vidrio

Electrodo concéntrico interdigitado de oro / líneas y huecos de 10 micras / sustrato de vidrio



DRP-G-IDEPT5-U20 Electrodo interdigitado de platino / líneas y huecos de 5 micras / sustrato de vidrio

Electrodo interdigitado de platino / líneas y huecos de 5 micras / sustrato de vidrio

