



Kit para experimentos de permeación de hidrógeno

DRP-H2PERMKIT

Solución integral para realizar experimentos de permeación de hidrógeno de conformidad con la norma ASTM G148. Este kit incluye un μ Stat-i Multi4 (4 canales aislados galvánicamente), una celda Devanathan-Stachurski y los conectores de cable de electrodo necesarios. El software DropView 8400M le permite evaluar la permeabilidad de su muestra mediante un cálculo muy sencillo.

Partes/accesorios DRP-H2PERMKIT

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS

DRP-STAT-I-MULTIX

(Bi)potenciostato/galvanostato/instrumento de análisis de impedancia μ Stat-i MultiX multicanal (MultiEIS®)

Aparato multicanal (bipotenciostato, galvanostato/EIS) con hasta 16 canales que permite la investigación electroquímica multiusuario y multidisciplinar.



1 PCS

DRP-HCELL

Celda H para experimentos de permeación de hidrógeno

Esta celda está integrada por dos compartimentos electroquímicos en los cuales el hidrógeno se genera en la celda de carga y se detecta en la celda de oxidación. Puede utilizarse para evaluar la captación, permeabilidad y transporte del hidrógeno en diversas membranas metálicas, entre otras aplicaciones.



2 PCS

DRP-I-CABSTAT

Conector de cable μ Stat para μ Stat-i 400 y electrodos serigrafiados dobles

Conector de cable μ Stat para μ Stat-i 400 y electrodos serigrafiados dobles

