



# Celda Raman para electrodos serigrafiados

DRP-RAMANCELL

Celda de reflexión de teflón negro para realizar medidas espectroelectroquímicas Raman con electrodos serigrafiados en combinación con sonda Raman, ref. RAMANPROBE.

## Accesorios opcionales

| Order no.     | Descripción                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| DRP-220BT-U75 | Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Au; ref.: Ag) / tinta BT |

Electrodo serigrafiado de oro (aux.: Au; ref.: Ag) / tinta BT. Apto para el uso con microvolúmenes, para ensayos descentralizados o para desarrollar sensores específicos.



DRP-CAST

Conector de cable  $\mu$ Stat para electrodos serigrafiados

Conecta cualquier equipo DropSens a electrodos serigrafiados DropSens.



---

DRP-C013-U75

Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag)

Electrodo de plata serigrafiado (aux.: C; ref.: Ag). Electrodo de trabajo de 1,6 mm de diámetro.



---

DRP-

RAMANPROBE

Sonda Raman

Sonda de reflexión diseñada para su uso con una sola excitación de 785 nm de longitud de onda (hasta 500 mW). Adecuada para trabajar con celda Raman de DropSens para electrodos serigrafiados o con cualquier configuración Raman convencional.

