

Celda espectroelectroquímica UV-Vis/NIR para electrodos convencionales

DRP-REFLECELL-C

Celda para medidas espectroelectroquímicas UV-Vis/NIR con electrodos convencionales.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
DRP-SPELEC1050	Aparato VIS-NIR SPELEC (350-1050 nm) SPELEC1050 es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas. Combina en un solo instrumento una fuente de luz, un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitud de onda de VIS/NIR: 350-1050 nm) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.
DRP-SPELEC	Aparato UV-VIS SPELEC (200-900 nm) SPELEC es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas. Combina en un solo instrumento una fuente de luz, un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitud de onda de UV/VIS: 200-900 nm) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.
DRP-SPELEC-NIR	Aparato NIR SPELEC (900-2200 nm) SPELEC NIR es un aparato para realizar medidas espectroelectroquímicas. Combina en un solo instrumento una fuente de luz, un bipotenciostato-galvanostato y un espectrómetro (gama de longitud de onda de NIR: 900-2200 nm) e incluye un software específico para espectroelectroquímica que permite la sincronización de experimentos electroquímicos y ópticos.

