

Celda de transmisión para electrodos serigrafiados transparentes

DRP-TRANSCCELL

Celda de teflonfluoretileno apta para realizar experimentos de transmisión con electrodos serigrafiados transparentes en combinación con una lente de colimador (ref. CLENS).

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
DRP-AUTR10-U20	Electrodo de oro ópticamente transparente	
	Electrodo de oro ópticamente transparente. Especialmente diseñado para aplicaciones espectroelectroquímicas.	
DRP-CAC-P	Conector de cable para electrodos serigrafiados / sustrato de plástico	
	Conecta electrodos serigrafiados DropSens sobre sustrato de plástico a cualquier tipo de potencióstato.	
DRP-ITO10-U20	Electrodo serigrafiado de ITO ópticamente transparente	
	Electrodo serigrafiado de ITO ópticamente transparente. Especialmente diseñado para aplicaciones espectroelectroquímicas.	

DRP-P10-U75

Electrodo serigrafiado de PEDOT ópticamente transparente

Electrodo serigrafiado de PEDOT ópticamente transparente. Especialmente diseñado para electroquimioluminiscencia o aplicaciones espectroelectroquímicas.

