




Módulo de bipotenciostato de modo dual

MBA.S

El MBA.S es un módulo de bipotenciostato adicional que puede instalarse en un potenciostato /galvanostato MultiBA (MBA) Autolab añadiendo un electrodo de trabajo adicional al aparato MBA. En un solo aparato MBA se puede instalar un máximo de 5 módulos MBA.S con un módulo FRA32M.S.

Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
RRDE.AUPT.S	Electrodo de disco-anillo rotatorio, disco de oro, anillo de platino
	La punta del electrodo de disco-anillo rotatorio consta de un disco de oro de 5 mm con un anillo de platino concéntrico a una distancia de 375 μm , lo que produce una eficiencia de recolección nominal del 24,9 %.



La punta del electrodo de disco-anillo rotatorio consta de un disco de GC de 5 mm con un anillo de platino concéntrico a una distancia de 375 μm , lo que produce una eficiencia de recolección nominal del 24,9 %.

