



Software avanzado para la investigación electroquímica

NOVA

NOVA es el paquete diseñado para controlar todos los aparatos de Autolab con la interfaz USB.

Este paquete, creado por electroquímicos para electroquímicos y que integra más de 2 décadas de experiencia del usuario y la última tecnología de software .NET, aporta más potencia y flexibilidad al potenciostato/galvanostato de Autolab.

NOVA ofrece las siguientes funciones únicas:

- Editor de procedimientos flexible y potente
- Visión conjunta y clara de los datos importantes en tiempo real
- Potentes herramientas de representación y análisis de datos
- Control integrado de los aparatos externos, como los aparatos de manejo de líquidos de Metrohm

Descargue la última versión de NOVA

Partes/accesorios NOVA

Qt.	Order no.	Descripción
-----	-----------	-------------

1 PCS	NOVA.x	Memoria USB de instalación de NOVA
		Memoria USB de instalación de NOVA, incluida la licencia de NOVA.

