





Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 positions

2.0136.0610

Le Liquid Autosampler CIC (TEI) est utilisé pour analyser de manière automatisée des échantillons liquides par Combustion IC. Il peut être utilisé en combinaison avec les Boat Introduction Module (6.07311.010 ou 6.07311.020) et le Liquid Introduction Module (6.07311.040).

Contenu de la livraison 2.0136.0610

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.0136.0610	Liquid Autosampler CIC (TEI), 30 positions



1 STK

6.7303.110

Septum pour 67303100, 100 pièces

Utilisation avec le flacon en verre 67303100 sur les passeurs d'échantillons suivants : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



1 STK

6.7303.100

Flacon de verre, 1,5 mL, 100 pièces

Utilisation avec des passeurs d'échantillons : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



1 STK

6.07313.040

Ensemble de récipients de lavage / à déchets pour Liquid Autosampler CIC (TEI)

Ensemble de récipients de lavage / à déchets destiné au Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 STK

6.07311.290

Septum pour Introduction Module (TEI)

Septum destiné au port d'injection des Introduction Modules (TEI) 6.07311.010, 6.07311.020, 6.07311.030 et 6.07311.040.



1 STK

6.07313.020

Vis et manchon pour Liquid Autosampler CIC (TEI)

Vis et manchon de pression destinés aux capillaires 1/16" et permettant de raccorder l'aiguille aux tuyaux de transfert du Liquid Autosampler CIC (TEI).



1 STK

6.07313.110

Aiguille de rechange pour CIC (TEI)

Aiguille de rechange (TEI) destinée à la seringue doseuse du Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) ou à l'injection manuelle d'échantillons liquides.



1 STK

6.07313.050

Ensemble de récipients Prime pour le Liquid Autosampler CIC (TEI)

Ensemble de récipients Prime pour la préparation du Liquid Autosampler CIC (TEI).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.07313.020	Vis et manchon pour Liquid Autosampler CIC (TEI) Vis et manchon de pression destinés aux capillaires 1/16" et permettant de raccorder l'aiguille aux tuyaux de transfert du Liquid Autosampler CIC (TEI).	
6.07313.100	Seringue 100 µL pour injection manuelle (TEI) Seringue doseuse destinée à l'injection manuelle d'échantillons liquides au moyen d'un des trois Introduction Modules (6.07311.010, 6.07311.020 ou 6.07311.030).	
6.07313.110	Aiguille de rechange pour CIC (TEI) Aiguille de rechange (TEI) destinée à la seringue doseuse du Liquid Autosampler CIC (2.0136.0610) ou à l'injection manuelle d'échantillons liquides.	
6.7302.120	Laine de quartz pour 6.7302.110, 10 g Laine de quartz pour fixer l'échantillon dans le récipient d'échantillon en quartz (6.7302.110).	