





Solid Autosampler CIC (TEI)

2.0136.0620

Le Solid Autosampler CIC (TEI) est utilisé pour analyser de manière automatisée des échantillons solides par Combustion IC. Il peut être utilisé en combinaison avec les Boat Introduction Module (6.07311.010 ou 6.07311.020). Le rack d'échantillons pour matières solides n° 1 (6.07312.010) et un couvercle destiné au rack sont déjà inclus.

Contenu de la livraison 2.0136.0620


Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.0136.0620	Solid Autosampler CIC (TEI)



Rack d'échantillons destiné aux matières solides n° 1 pour le Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) présentant 20 positions échantillons.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.07312.020	Rack d'échantillons pour matières solides n° 2	
	Rack d'échantillons destiné aux matières solides n° 2 pour le Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) présentant 20 positions échantillons.	
6.07312.030	Rack d'échantillons pour matières solides n° 3	
	Rack d'échantillons destiné aux matières solides n° 3 pour le Solid Autosampler CIC (2.0136.0620) présentant 20 positions échantillons.	