




GLS Sampler CIC (TEI)

2.0136.0630

Le GLS Sampler CIC (TEI) est utilisé pour analyser du gaz liquide ou des gaz en surpression par Combustion IC. Il peut être utilisé en combinaison avec le Liquid Introduction Module manuel ou bien automatisé du Combustion Oven (TEI).

Contenu de la livraison 2.0136.0630

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.0136.0630	GLS Sampler CIC (TEI)



1 STK

6.07314.010

Aiguille pour GLS Sampler CIC (TEI), pk=3

Aiguille de rechange destinée à l'injection d'échantillon avec le GLS Sampler CIC (TEI).



1 STK

6.07314.020

Accouplement d'aiguille pour GLS Sampler CIC (TEI)

Accouplement permettant de raccorder l'aiguille d'injection au canal d'échantillon du GLS Sampler CIC (TEI).



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.07314.010	Aiguille pour GLS Sampler CIC (TEI), pk=3 Aiguille de rechange destinée à l'injection d'échantillon avec le GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.020	Accouplement d'aiguille pour GLS Sampler CIC (TEI) Accouplement permettant de raccorder l'aiguille d'injection au canal d'échantillon du GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.030	Raccord rapide, Swagelok, pour GLS Sampler CIC (TEI) Raccord rapide destiné à la cartouche d'échantillon du GLS Sampler CIC (TEI).	
6.07314.040	Couvercle pour GLS Sampler CIC (TEI) Couvercle en verre acrylique pouvant être raccordé à une hotte et destiné au GLS Sampler CIC (TEI).	