



# OMNIS Titrator KF

2.1001.4220

L'OMNIS Titrator KF vous offre un ensemble complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer. L'ensemble contient un OMNIS Basic Titrator avec agitateur magnétique pour le titrage potentiométrique à point final prédéfini, la licence fonctionnelle KFT avec conditionnement, l'OMNIS Solvent Module et les accessoires au complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer.

Tirez donc profit de l'extraordinaire facilité d'utilisation, avec démarrage du titrage automatique après ajout d'échantillon et sécurité maximale grâce à une manipulation des réactifs sans contact à l'aide du 3S-Liquid Adapter et de l'OMNIS Solvent Module.

## Contenu de la livraison 2.1001.4220

| Qt. | Order no. | Description |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

Canal de mesure analogique pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement d'électrodes analogiques. Compatible avec les versions logicielles d'OMNIS 2.18 ou supérieures.



Unité de cylindre intelligente 10 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Cette unité de cylindre est spécialement recommandée pour les solutions suivantes :

- solutions aqueuses alcalines
- Titrant 5
- solutions de nitrate d'argent
- solutions non aqueuses alcalines
- solutions de permanganate
- solutions EDTA

Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.



Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer.



Licence fonctionnelle pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec conditionnement pour un système de titrage OMNIS.



Licence fonctionnelle « Basic » pour un OMNIS Titrator



- Liquid Handling (LQH)
- MEAS U/T/pH
- MEAS CONC (mesure directe et addition standard)
- Calibrage (Cal)
- Titration à point final sans conditionnement (SET)
- Titration avec OMNIS Titration Module ou OMNIS Dosing Module
- Dosage parallèle

1 STK

6.01600.010

OMNIS Liquid Adapter

Adaptateur permettant le raccordement de bouteilles à réactifs en technologie 3S à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.



1 STK

6.01601.000

Adaptateur pour bouteille multi-usage

Adaptateur pour bouteille réutilisable en technologie 3S, permettant le raccordement de bouteille à réactifs à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.



1 STK

6.02005.010

Emplacement de rangement pour électrodes

Emplacement de rangement pour électrodes sur un système de titrage OMNIS.



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.02102.010

Câble MDL fiche/prise 0,5 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (0,5 m)



## Accessoires optionnels

| Order no.   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.02711.000 | <p>Cuillère à pâte</p> <p>Pour une utilisation lors de déterminations de la teneur en eau Karl Fischer de substances pâteuses telles que miel, produits cosmétiques, graisses ou différents produits laitiers.</p> <p>La cuillère à pâte facilite l'ajout d'échantillons visqueux. Elle se manipule aussi facilement que n'importe quelle autre spatule et permet l'ajout pratique, rapide et sans perte de pâtes dans le récipient de titrage Karl Fischer.</p> <p>Pour dissoudre rapidement et entièrement les échantillons visqueux, nous recommandons par ailleurs l'utilisation d'un homogénéisateur.</p> <p>Compatible avec couvercles de récipient de titrage 6014050X0.</p> |
| 6.02709.040 | <p>Bouchon de fermeture</p> <p>Bouchon de fermeture pour couvercles de récipient de titrage 6014050X0.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.2811.000  | <p>Tamis moléculaire</p> <p>Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

---

