



Module Pick&Place avec agitateur

2.1014.0110

Module à intégrer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail accueille le bécher d'échantillon pour l'analyse. L'agitateur magnétique intégré permet d'analyser directement dans le Sample Robot des échantillons préparés sur un système à agitateur magnétique externe, sans qu'il soit nécessaire de retirer l'agitateur magnétique au préalable. Entre les analyses, les capteurs utilisés sont nettoyés ou rangés dans le bécher de rangement du module Pick&Place.

Contenu de la livraison 2.1014.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Module à intégrer au support de module des OMNIS Sample Robots Pick&Place. Ce poste de travail accueille le b cher d' chantillon pour l'analyse. L'agitateur magn tique int gr  permet d'analyser directement dans le Sample Robot des  chantillons pr par s sur un syst me   agitateur magn tique externe, sans qu'il soit n cessaire de retirer l'agitateur magn tique au pr alable. Entre les analyses, les capteurs utilis s sont nettoy s ou rang s dans le b cher de rangement du module Pick&Place.



Tuyau en silicone   raccorder au conduit d' coulement des modules Pick&Place ou de pompe afin que le trop-plein de solution s' coule de mani re s re dans le bidon de d chets.



Pour fixer les tuyaux en PVC ou PTFE menant au poste de travail.



Pour agencer les tuyaux et les câbles entre le module Pick&Place et le titreur



1 STK

6.02700.000

Protection de sécurité pour le module Pick&Place

Protection de sécurité pour les modules Pick&Place



1 STK

6.01804.500

Adaptateur pour le tuyau d'écoulement

Adaptateur pour le tuyau d'écoulement sur les modules Pick&Place et ceux de pompe dans l'OMNIS Sample Robot Pick&Place.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.01403.000	Tête de titrage 6xNS14 / 3xNS9 (P&P)	
	Tête de titrage avec 6 orifices NS14 et 3 NS9 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.010	Tête de titrage 4xM10 (P&P)	
	Tête de titrage avec 4 orifices M10 pour une utilisation dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place	
6.01403.020	Tête de titrage 4xM10 pour KFT (P&P)	
	Tête de titrage avec 4 orifices M10 pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 4 embouts filetés M10 et des bouchons.	
6.01403.040	Tête de titrage 2xNS14 (P&P)	
	Tête de titrage avec 2 orifices NS14 à utiliser dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place et 3 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage. Un tuyau d'aspiration est déjà rétracté dans la tête de titrage.	

6.01403.030 Tête de titrage 3xNS14 / 4x6,4 mm (P&P)

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers de 120 mL dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec 2 pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.



6.01404.030 Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 120 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 120 mL dans le chariot des modules Pick&Place



6.01404.040 Adaptateur pour bécher d'échantillon OMNIS de 75 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 75 mL dans le chariot des modules Pick&Place



6.01403.060 Tête de titrage 3xNS14/4x6,4 mm pour bécher d'échantillon de 200 mL à usage unique (P&P)

Tête de titrage avec 3 orifices NS14 et 4 orifices de 6,4 mm pour utiliser des béchers en PP de 200 mL à usage unique (6.1459.310) ou des godets de 150 mL (de forme haute et sans bec verseur) dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place avec deux pointes de dosage rétractées. Préparée pour être équipée de tuyaux de rinçage et d'aspiration.



6.01404.020 Adaptateur pour bécher d'échantillon de 200 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 200 mL dans le chariot des modules Pick&Place.



6.01403.050 Tête de titrage pour KFT avec pointes de burette renforcées (P&P)

Tête de titrage pour le titrage Karl Fischer dans des modules Pick&Place de l'OMNIS Sample Robot Pick&Place. La tête de titrage offre, outre deux pointes anti-diffusion renforcées, un orifice pour l'utilisation d'un broyeur (Polytron 1300D) ou d'un agitateur à hélice.



6.01404.050 Adaptateur pour bécher d'échantillon de 150 mL

Adaptateur pour centrer le bécher d'échantillon de 150 mL dans le chariot des modules Pick&Place.

