



OMNIS Coulometer avec agitateur

2.1018.0020

OMNIS Coulometer avec agitateur magnétique pour mode autonome ou comme pièce centrale d'un système de titrage OMNIS. Le coulomètre peut être complété par d'autres modules de titrage, de dosage ou de coulométrie.

La coulométrie est la méthode parfaitement adaptée à la détermination de la teneur en eau dans le domaine des traces (10 µg à 10 mg de teneur en eau absolue) pour les liquides, les matières solides et les gaz. En outre, le titrage coulométrique Karl Fischer est une méthode absolue, c'est pourquoi une détermination du titre est inutile.

Contenu de la livraison 2.1018.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.1018.0020

OMNIS Coulometer avec agitateur

OMNIS Coulometer avec agitateur magnétique



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.06001.970

Licence fonctionnelle coulomètre

La licence fonctionnelle pour l'OMNIS Coulometer comprend les fonctions suivantes

- Manipulation (LQH)
- Titration coulométrique Karl-Fischer (KFC)
- Détermination coulométrique de l'indice de brome conformément à ASTM D1492 (BRC)
- MEAS U/T/pH/CONC

MNI
THE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.05406.000	Équipement KFC pour OMNIS Coulometer avec électrode génératrice et diaphragme Jeu d'accessoires complet pour le titrage coulométrique Karl Fischer.	
6.05406.010	Équipement KFC pour OMNIS Coulometer avec électrode génératrice sans diaphragme Jeu d'accessoires complet pour le titrage coulométrique Karl Fischer.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs. Nouvelle version améliorée résistante au chloroforme, chlorobenzène, xylène et acide acétique glacial (requiert OMNIS 4.4.1 ou supérieur). Contrôle manuel ou commande par le logiciel OMNIS pour un maniement le plus convivial possible pour l'utilisateur. Accessoires, solvant et bouteille de déchets inclus.	
6.1446.220	Bouchon module de solvant de changement du réactif Bouchon pour le changement du réactif dans une cellule de titrage coulométrique avec un module de solvant.	

6.02102.020 Câble MDL fiche/prise 1 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (1 m)



6.02102.040 Câble MDL fiche/prise 5 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (5 m)



6.02102.010 Câble MDL fiche/prise 0,5 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (0,5 m)



6.02102.030 Câble MDL fiche/prise 2 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (2 m)



6.02102.050 Câble MDL fiche/prise 10 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (10 m)



6.06001.100 Licence fonctionnelle DET

Licence fonctionnelle « Titration dynamique à point d'équivalence » pour un système de titration OMNIS.



6.06001.110 Licence fonctionnelle MET

Licence fonctionnelle « Titration monotone à point d'équivalence » pour un système de titration OMNIS.



6.06001.160 Licence fonctionnelle KFT avec conditionnement

Licence fonctionnelle pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec conditionnement pour un système de titration OMNIS.



6.06001.320

Licence fonctionnelle 5 titrages parallèles

Licence fonctionnelle pour cinq titrages parallèles au maximum sur un OMNIS Titrator doté de modules Titration Module ou Dosing Module supplémentaires.

