



OMNIS Coulometer Module avec agitateur

2.1019.0110

Module coulomètre avec agitateur magnétique pour le raccordement à un OMNIS Titrator ou un OMNIS Coulometer pour l'extension d'une interface de mesure.

Contenu de la livraison 2.1019.0110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.1019.0110	OMNIS Coulometer Module avec agitateur
OMNIS Coulometer Module avec agitateur magnétique intégré pour compléter un OMNIS Coulometer ou un OMNIS Titrator pour la détermination coulométrique de teneur en eau ou la détermination de l'indice de brome conformément à ASTM D1492.		



1 STK

6.2016.050

Potence / 300 mm



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.05406.000	Équipement KFC pour OMNIS Coulometer avec électrode génératrice et diaphragme Jeu d'accessoires complet pour le titrage coulométrique Karl Fischer.	
6.05406.010	Équipement KFC pour OMNIS Coulometer avec électrode génératrice sans diaphragme Jeu d'accessoires complet pour le titrage coulométrique Karl Fischer.	
2.1009.0010	OMNIS Solvent Module OMNIS Solvent Module pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs. Nouvelle version améliorée résistante au chloroforme, chlorobenzène, xylène et acide acétique glacial (requiert OMNIS 4.4.1 ou supérieur). Contrôle manuel ou commande par le logiciel OMNIS pour un maniement le plus convivial possible pour l'utilisateur. Accessoires, solvant et bouteille de déchets inclus.	
6.1446.220	Bouchon module de solvant de changement du réactif Bouchon pour le changement du réactif dans une cellule de titrage coulométrique avec un module de solvant.	

6.02102.010 Câble MDL fiche/prise 0,5 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (0,5 m)



6.02102.020 Câble MDL fiche/prise 1 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (1 m)



6.02102.030 Câble MDL fiche/prise 2 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (2 m)



6.02102.040 Câble MDL fiche/prise 5 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (5 m)



6.02102.050

Câble MDL fiche/prise 10 m

Câble de connexion pour appareils OMNIS avec connecteur MDL (10 m)

