



Balance pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V

2.135.0205


La construction de la balance (Precisa) est spéciale afin de permettre le fonctionnement sous le rack d'échantillons 6.2068.010 du 864 Robotic Balance Sample Processor. Le bloc d'alimentation est prévu pour un courant de 115 V.

Contenu de la livraison 2.135.0205

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.135.0205	Balance pour le 864 Robotic Balance Sample Processor, 115 V
		La construction de la balance (Precisa) est spéciale afin de permettre le fonctionnement sous le rack d'échantillons 6.2068.010 du 864 Robotic Balance Sample Processor. Le bloc d'alimentation est prévu pour un courant de 115 V.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2067.100	Plateau de pesage du rack d'échantillons 6.2068.010 Le plateau de pesage est prévu pour le b�cher en PP 120 mL (6.1459.300) et se met en place sur le rack d'�chantillons du 864 Balance Sample Processor.	
6.2068.010	Rack d'�chantillons, 20 x 120 mL, (PP) Rack d'�chantillons pour 864 Balance Sample Processor pour 20 b�chers d'�chantillon. Vous pouvez utiliser les b�chers d'�chantillon suivants : 6.1459.300. Plastique : polypropyl�ne (PP)	
6.2711.080	Bac de collecte pour 864 Robotic Balance Sample Processor Le bac de collecte prot�ge le Robotic Balance Sample Processor et la balance contre les contaminations / destructions dues aux produits chimiques.	