



Combustion Module (Oven + ABD, AJ)

2.136.0700

Le Combustion Module (Oven + ABD, AJ) permet la désagrégation d'échantillon sous pyrolyse et l'oxydation d'échantillons combustibles de toutes sortes. Le Combustion Module comprend un four de combustion et l'Auto Boat Driver (introduction automatique des échantillons). Ces deux produits d'Analytik Jena ont été spécialement optimisés pour le couplage avec des chromatographes ioniques.

Contenu de la livraison 2.136.0700

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.136.0700	Combustion Module (Oven + ABD, AJ)



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.7301.000	Tube de combustion (AJ) Tube de combustion en quartz pour Combustion Module.	
6.7301.100	Tube de guidage pour ABD (ancien) Tube de guidage pour Automatic Boat Driver du Combustion Module (jusqu'au numéro de série ABD 1709 590).	
6.7301.110	Crochet pour ABD Crochet en verre à quartz pour les navettes en verre à quartz dans l'Automatic Boat Driver du Combustion Module.	
6.7301.140	Septum 12,5 mm Septum pour port d'échantillon liquide, 5 p.	

6.7301.170 Joint torique 14 × 4 mm pour ABD

Joint d'étanchéité pour la jonction ABD au tube en verre de quartz



6.7301.250 Capteur de flamme

Capteur de flamme pour la combustion d'échantillons entièrement automatique



6.7301.200 Tube de guidage pour ABD (nouveau)

Tube de guidage pour Automatic Boat Driver du Combustion Module (à partir du numéros de série ABD 1709591)



6.7302.100 Navettes en verre à quartz 40 × 9 mm (AJ)

Navettes en verre à quartz pour injection d'échantillon dans le Combustion Module, 10 p.



6.7301.300 Tube d'incinération en céramique CIC AJ, complet

Tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.310 Tube extérieur, tube d'incinération en céramique AJ

Tube extérieur du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.320 Tube de liaison, tube d'incinération en céramique AJ

Tube de liaison du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.330 Pièce d'insertion en céramique, tube d'incinération en céramique AJ

Pièce d'insertion en céramique du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.340

Fritte, tube d'incinération en céramique AJ

Fritte du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.350

Vis de serrage, tube d'incinération en céramique AJ

Vis de serrage du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



6.7301.360

Raccord union, tube d'incinération en céramique AJ

Raccord union du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).

