



Auto Boat Drive (AJ)

2.136.0710

L'Auto Boat Drive (ABD) introduit automatiquement les navettes d'échantillons dans le four de combustion. L'injection d'échantillon dans la navette peut avoir lieu manuellement ou par le biais d'un injecteur d'échantillon correspondant. Le produit d'Analytik Jena a été spécialement optimisé pour le couplage avec des chromatographes ioniques.

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7302.100	Navettes en verre à quartz 40 × 9 mm (AJ)
	Navettes en verre à quartz pour injection d'échantillon dans le Combustion Module, 10 p.

