



## Combustion Module (Oven + LPG/GSS, AJ)

2.136.0730

Le Combustion Module (Oven + LPG/GSS, AJ) permet la digestion d'échantillon sous pyrolyse de gaz liquides et de gaz sous pression. Le Combustion Module (Oven + LPG/GSS, AJ) comprend le four de combustion et le module LPG/GSS. Ces deux produits d'Analytik Jena ont été spécialement optimisés pour le couplage avec des chromatographes ioniques.

### Contenu de la livraison 2.136.0730

| Qt.   | Order no.  | Description                        |
|-------|------------|------------------------------------|
| 1 STK | 1.136.0700 | Combustion Module (Oven + ABD, AJ) |



Le LPG/GSS Module (AJ) est un système d'injection des échantillons destiné à la fois aux gaz fluides ou aux gaz sous pression élevée. Le module est piloté automatiquement et délivre les quantités de gaz correspondantes pour la combustion dans le four. Le produit d'Analytik Jena a été spécialement optimisé pour le couplage avec des chromatographes ioniques.



Pièce de connexion pour le raccordement du LPG/GSS Module (AJ) au four de combustion. Pour Metrohm Combustion IC.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.7301.000 | Tube de combustion (AJ)<br><br>Tube de combustion en quartz pour Combustion Module.                                                                         |    |
| 6.7301.300 | Tube d'incinération en céramique CIC AJ, complet<br><br>Tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).                        |    |
| 6.7301.310 | Tube extérieur, tube d'incinération en céramique AJ<br><br>Tube extérieur du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).   |  |
| 6.7301.320 | Tube de liaison, tube d'incinération en céramique AJ<br><br>Tube de liaison du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ). |  |

6.7301.330

Pièce d'insertion en céramique, tube d'incinération en céramique AJ

Pièce d'insertion en céramique du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



---

6.7301.340

Fritte, tube d'incinération en céramique AJ

Fritte du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



---

6.7301.350

Vis de serrage, tube d'incinération en céramique AJ

Vis de serrage du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).



---

6.7301.360

Raccord union, tube d'incinération en céramique AJ

Raccord union du tube d'incinération en céramique pour le Combustion Module (four + ABD, AJ).

