



Passeur d'échantillons MMS 5000 (AJ)

2.136.0800

Le passeur d'échantillons Autosampler MMS 5000 (AJ) de Analytik Jena à utiliser avec le Combustion IC de Metrohm pour l'analyse complètement automatique des échantillons solides et liquides. Pour adapter le passeur d'échantillons multi-matrices modulaire au bon type d'échantillon, on doit utiliser le kit pour échantillons liquides (6.7303.000) ou le kit pour échantillons solides (6.7302.000).


Contenu de la livraison 2.136.0800

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.136.0800	Autosampler MMS 5000 (AJ)

L'Autosampler MMS 5000 (AJ) d'Analytik Jena pour une utilisation avec le Metrohm Combustion IC pour l'analyse complètement automatique des échantillons solides et liquides. Pour adapter le passeur d'échantillons multi matrices modulaire au bon type d'échantillon, on doit utiliser le kit liquides (6.7303.000) ou le kit solides (6.7302.000).



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.7302.000	Kit pour échantillons solides pour MMS 5000, 35 positions Kit pour échantillons solides pour MMS 5000 avec rack pour navettes d'échantillons, pince et 10 navettes en verre à quartz. 
6.7302.100	Navettes en verre à quartz 40 × 9 mm (AJ) Navettes en verre à quartz pour injection d'échantillon dans le Combustion Module, 10 p. 
6.7303.000	Kit pour échantillons liquides pour MMS 5000, 112 positions Kit pour échantillons liquides MMS 5000 avec rack de récipients d'échantillon, seringue de 100 µL à aiguille interchangeable et 100 flacons à fermeture par encliquettement. 
6.7303.100	Flacon de verre, 1,5 mL, 100 pièces Utilisation avec des passeurs d'échantillons : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center. 

6.7303.110 Septum pour 67303100, 100 pièces

Utilisation avec le flacon en verre 67303100 sur les passeurs d'échantillons suivants : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



6.7303.200 Seringue 50 μ L à aiguille interchangeable

Aiguille de rechange pour MMS 5000, configuration pour liquides




6.7303.210 Seringue 100 μ L à aiguille interchangeable

Aiguille de rechange pour MMS 5000, configuration pour liquides



6.7303.220 Aiguilles pour seringues 50 μ L/100 μ L, 3 p.

Aiguille de rechange pour seringues pour MMS 5000, configuration pour liquides



6.7301.150

Matériau porteur en quartz pour échantillons liquides

Matériau porteur pour injections d'échantillons liquides, 3 p.



6.7302.310

Rack d'échantillons 35 positions pour échantillons solides

Pour matières solides.



6.7303.310

Rack d'échantillons 112 positions pour échantillons liquides

Pour échantillons liquides.

