



756 KF Coulometer avec électrode génératrice sans diaphragme

2.756.0110

Coulomètre KF avec imprimante intégrée et cellule de titrage avec électrode génératrice sans diaphragme pour la détermination de l'eau jusqu'au niveau de traces.

Ce coulomètre est devenu incontournable dans de nombreux laboratoires grâce à sa fiabilité, son affichage graphique rétro-éclairé, les dialogues multilingues et la simplicité de son maniement. L'affichage clair donne des informations sur les paramètres de titrage importants et transmet sans équivoque le déroulement du titrage sous forme de courbe μg d'eau en fonction du temps.

Gamme de mesure recommandée : 10 μg à 200 mg d'eau absolue

Contenu de la livraison 2.756.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.756.0010

756 KF Coulometer

Coulomètre KF avec imprimante intégrée



1 STK

6.0341.100

Électrode à double fil de platine pour la coulométrie

Électrode indicatrice utilisée pour le titrage coulométrique Karl Fischer.



1 STK

6.0345.100

Électrode génératrice sans diaphragme

Électrode génératrice sans diaphragme pour les titrages coulométriques Karl Fischer, rodage normalisé 29/22. Cette électrode génératrice convient à la plupart des applications où l'échantillon se dissout bien dans l'alcool.



1 STK

6.1403.030

Tube d'adsorption KF pour cellule de coulomètre

Pour les coulomètres KF.



1 STK

6.1437.000

Bouchon à RN 14



1 STK

6.1446.060

Bouchon / B-14/15 / M10



2 STK

6.1448.020

Septum 16 mm, 5 pièces

Lot de 5 pièces.



1 STK

6.1464.320

Vase de titrage KF 80-250 mL / coulométrie



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2001.050

Support de potence, sans potence

Pour 756, 831 KF Coulometer et 728 Stirrer (agitateur magnétique)



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.030

Potence / 250 mm



1 STK

6.2047.020

Support pour vase de titrage

Support pour récipient de titrage pour cellules de titrage coulométrique
Pour 756, 831 KF Coulometer



1 STK

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux
appareils Metrohm avec douille type F.



1 STK

6.2104.120

Câble d'électrode / 1 m / H

Avec fiche H. Pour la connexion d'électrode génératrice - Coulomètre KF.
Longueur: 1 m



1 STK

6.2130.040

Clavier pour 756

Clavier pour 756 KF Coulometer



3 STK

6.2237.020

Papier thermique 35 m

Suffisant pour environ 10'000 lignes imprimées. Pour 756 Coulometer



1 STK

6.2241.030

Bobine de papier pour papier thermique



1 STK

6.2701.040

Fermeture à vis GL 18 avec orifice

En PBT. Avec orifice pour septum 6.1448.020. Pour la cellule sans diaphragme 6.5405.000 et les récipients de titrage 6.1464.32X et 6.1465.320.



3 STK

6.2713.000

Joint PTFE RN14

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 14.



1 STK

6.2713.010

Joint PTFE RN29

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 29.



1 STK

6.2713.020

Joint PTFE RN19

Pour raccords à rodage sans graisse avec le rodage normalisé RN 19.



1 STK

6.2730.030

Bouchon

Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.



1 STK

6.2738.000

Entonnoir

Pour coulomètre KF.



1 STK

6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



1 STK

6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



2 STK

6.2816.090

Seringue 5 mL

Seringue 5 mL en PP, avec connecteur Luer.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.860.0010	860 KF Thermoprep

Le 860 KF Thermoprep sert à la préparation thermique des échantillons dans le domaine des titrages Karl Fischer.

De nombreuses substances ne sont pas appropriées à l'analyse directe par titrage Karl Fischer car elles sont insolubles, réagissent avec le réactif KF ou ne libèrent leur teneur en eau que lentement ou seulement à température élevée. À l'aide de petits récipients échantillons hermétiquement fermés (vials), les échantillons sont transférés dans le four, où la teneur en eau est ensuite déterminée, à l'aide d'un titreur KF volumétrique ou coulométrique.



6.2141.010	Câble de connexion 787/795/758/831/756 - 707/768
------------	--

Pour la connexion 707, 768 KF Oven - Titrinos KF ou 756 KF Coulometer.
Pour anciens coulomètres voir 6.2141.000



6.1464.323	Récipient de titrage KF / 80 - 250 mL / coulométrique / verre brun
------------	--



6.1465.320

Vase de titrage avec 2 ouvertures latérales / 80 - 250 mL / coulométrie

Pour 756 et 831 KF Coulometers



6.2125.010

Câble de connexion RS-232, 3 m, 25 pôles – 9 pôles

Pour la connexion Interface RS-232 - Ordinateur IBM PC AT ou un ordinateur compatible. Adaptateur 25 pôles à 9 pôles



6.2125.110

Câble de connexion RS-232, 3 m, 25 pôles – 9 pôles

Pour la connexion interface Metrohm RS-232 - PC. Pour pH Mètres, Titrinos, Coulomètres KF, VA Trace Analyzer.



6.2134.040

Câble de connexion RS-232 DB9 - IBM-PC(DB9)

Pour connecter une interface RS-232 de Metrohm à un PC. Pour les Titrino, Titrino plus et 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB-Box



6.2134.060

Câble de connexion RS-232 - Sartorius MP8

Pour la connexion Metrohm interface RS-232 - balance Sartorius. Pour Titrinos et 756, 831 KF Coulometer, RS-232/USB Box



6.2134.110

Câble de connexion RS-232 prise DB9 – fiche DB9

Pour la connexion Metrohm interface RS-232 (DB9) - Imprimante Custom DP40. Pour Titrinos ou 756/831 KF Coulometer. Câble de rallonge RS-232 (1:1)



6.2148.000

Remote Box

Pour brancher un lecteur de codes barres et un clavier PC au Coulomètre KF et aux Titrinos



6.5406.000

Équipement coulométrique KF comprenant une électrode génératrice avec diaphragme


Set d'accessoires complet pour coulomètres KF.



6.5406.010

Équipement KF coulométrique avec électrode génératrice sans diaphragme

Ensemble d'accessoires complet pour coulomètre KF.



6.5617.000

Équipement pour changement de réactif

Équipement pour le changement automatique de réactif avec coulomètre KF et Dosino branché.



6.1439.010

Tube d'addition et d'aspiration KF

Tube d'addition et d'aspiration KF pour cellule de coulomètre avec raccord M8 6.1811.010.

