



# VA Computrace 757

2.757.0110

VA Computrace avec connexion USB et accessoires complets. Système de voltampérométrie intégré commandé par ordinateur pour l'analytique et la formation. Accessoires complets avec toutes les électrodes pour un système de mesure complet: électrode multi-mode (MME), électrode de référence Ag/AgCl et électrode auxiliaire en platine. Option: électrode à disque tournant (RDE). Comprend un classeur d'applications, interface USB 6.5326.000 et logiciel ordinateur 6.6032.100 pour Windows 2000 ou XP Professional.

## Contenu de la livraison 2.757.0110

| Qt.   | Order no.  | Description                          |
|-------|------------|--------------------------------------|
| 1 STK | 6.1817.000 | Tuyau de remplissage pour MME        |
|       |            | Pour remplir l'électrode Multi-Mode. |




1 STK

6.2615.030

Support pour l'électrode MME

Support d'électrode pour le remplissage et le stockage de l'électrode multi-mode MME.



1 STK

6.1204.090

Pointe d'agitateur

Pointe d'agitateur pour postes de travail VA



1 STK

6.1226.030

Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.




1 STK

6.1244.020

Courroie de transmission

Pour les électrodes à disque tournant et agitateurs dans les Postes VA (3 pièces)



1 STK

6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



---

1 STK

6.1247.020

Aiguilles pour MME

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



---

1 STK

6.1415.210

Vase de titrage / 10-90 mL



---

7 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1801.080

Tuyau pour connexion azote

Pour une alimentation en gaz des appareils de voltampérométrie



---

4 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



---

1 STK

6.1824.000

Pointe de distribution micro quadruple

Avec 4 filetages M6. Pour postes de mesure VA.



---

1 STK

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte  $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$  (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.2406.000

Preneur de gouttes de mercure

Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



---

1 STK

6.2703.000

Valet pour vase titrage



---

1 STK

6.2709.080

Bouchon pour ouverture de pipettage

Pour 694, 747 VA Stands et VA Computrace



---

1 STK

6.2711.030

Cuve de rétention pour le remplissage des MME

Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et  
647, 663, 694, 747 VA Stand





Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.



Pour serrer les raccords à vis



Pour différentes applications de CI et VA.



Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.



## Accessoires optionnels

| Order no.  | Description                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.772.0110 | 772 Pump Unit<br>Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor.                                                                                                         |    |
| 2.823.0010 | 823 Membrane Pump Unit<br>Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.                                                                                               |    |
| 6.0728.000 | Électrode de référence Ag/AgCl sans électrolyte<br>Système de référence interne sans électrolyte avec vis de serrage pour une utilisation avec un tube à électrolyte en verre 6.1245.000. |  |
| 6.1204.130 | Pointe d'électrode en Ag<br>Pointe d'électrode en argent (Ag), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.                               |  |

6.1204.140

Pointe d'électrode en or

Pointe d'électrode en or (Au), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Pointe d'électrode en or latérale

Pointe d'électrode en or (Au) avec surface d'électrode active latérale, diamètre de la zone active de l'électrode 3 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Pointe d'électrode en platine de 3 mm pour CVS

Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 3 mm, surface polie, raccord fileté M3. Gamme de température : 0 à 40 °C.



6.1204.180

Pointe d'électrode Ultra-Trace

Pointe d'électrode en graphite ultra-trace, diamètre de zone d'électrode 2 mm. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.210

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE)

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane pour postes de mesure VA, filetage M3.



6.1204.220

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) avec contact en mercure

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane et avec contact en mercure pour postes de mesure VA, filetage M3.



6.1241.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec vis de serrage. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).



6.1245.000

Tube à électrolyte en verre

Tube à électrolyte en verre avec diaphragme rodé (rodage normalisé) pour une électrode de référence double jonction.



6.1247.000 Tige en carbone vitreux (GC)

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



---

6.1415.150 Vase de titrage / 5-70 mL



---

6.1415.220 Vase de titrage / 20-90 mL



---

6.1415.250 Vase de titrage / 50-150 mL



6.1415.310

Vase de titrage / 70-200 mL



---

6.1418.150

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 5-70 mL



---

6.1418.220

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 20-90 mL



---

6.1418.250

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 50-150 mL



6.1450.210

Réipient de titrage PFA / 10 à 90 mL

Pour l'analyse des ultra-traces et pour les solutions contenant du fluorure.



---

6.1456.210

Vase de mesure 10-90 mL

Réipient de mesure pour systèmes VA automatisés.



---

6.2709.040

Bouchon ouverture MME sur les Postes VA

Pour fermer les lignes d'alimentation de gaz de l'électrode Multi-Mode dans les Postes VA, lorsque celles-ci ne sont pas utilisées. Joint torique inclus E.301.0004.



---

6.2709.050

Bouchon ouverture agitateur sur les Postes VA

Joint torique inclus E.301.0004. Pour l'ouverture pour agitateur dans les Postes VA

