



VA Computrace 757 avec accessoires réduits

2.757.0120

VA Computrace avec connexion USB et accessoires réduits. Système de voltampérométrie intégré commandé par ordinateur pour l'analytique et la formation. Accessoires réduits, sans électrode pour le remplacement d'appareils VA Metrohm plus anciens (Poste VA 663 ou 647). Comprend l'interface USB 6.5326.000 et le logiciel ordinateur 6.6032.100 pour Windows 2000 ou XP Professional.

Contenu de la livraison 2.757.0120

Qt.	Order no.	Description
7 STK	6.1446.040	Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1801.080

Tuyau pour connexion azote

Pour une alimentation en gaz des appareils de voltampérométrie



4 STK

6.1808.000

Manchon couplage M6



1 STK

6.1824.000

Pointe de distribution micro quadruple

Avec 4 filetages M6. Pour postes de mesure VA.



1 STK

6.2308.020

Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.2709.080

Bouchon pour ouverture de pipettage

Pour 694, 747 VA Stands et VA Computrace



1 STK

6.2711.040

Bac recueil-goutte pour VA Computrace



1 STK

6.2730.030

Bouchon

Complet avec embout et joint torique. Pour couvercles de récipient de titrage 6.1414.030. Pour les appareils KF, les postes de mesure VA, VA Computrace et dilution CI.



1 STK


6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1817.000	Tuyau de remplissage pour MME Pour remplir l'électrode Multi-Mode.	
6.2615.030	Support pour l'électrode MME Support d'électrode pour le remplissage et le stockage de l'électrode multi-mode MME.	
2.772.0110	772 Pump Unit Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor.	
2.823.0010	823 Membrane Pump Unit Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.	

6.0728.000

Électrode de référence Ag/AgCl sans électrolyte

Système de référence interne sans électrolyte avec vis de serrage pour une utilisation avec un tube à électrolyte en verre 6.1245.000.



6.1204.090

Pointe d'agitateur

Pointe d'agitateur pour postes de travail VA



6.1204.130

Pointe d'électrode en Ag

Pointe d'électrode en argent (Ag), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.140

Pointe d'électrode en or

Pointe d'électrode en or (Au), diamètre de la zone active de l'électrode 2 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.150

Pointe d'électrode en or latérale

Pointe d'électrode en or (Au) avec surface d'électrode active latérale, diamètre de la zone active de l'électrode 3 mm, raccord fileté M3. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.170

Pointe d'électrode en platine de 3 mm pour CVS

Pointe d'électrode métallique en platine (Pt), diamètre du disque d'électrode 3 mm, surface polie, raccord fileté M3. Gamme de température : 0 à 40 °C.



6.1204.180

Pointe d'électrode Ultra-Trace

Pointe d'électrode en graphite ultra-trace, diamètre de zone d'électrode 2 mm. Température: 0 ... 40 °C.



6.1204.210

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE)

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane pour postes de mesure VA, filetage M3.



6.1204.220 Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) avec contact en mercure

Axe d'entraînement de l'électrode à disque tournante (RDE) à axe en titane et avec contact en mercure pour postes de mesure VA, filetage M3.



6.1226.030 Capillaire à goutte de mercure (non silanisé) pour MME

Capillaire à mercure non silanisé (10 pièces), 2 joints d'étanchéité incl. en silicone.



6.1226.050 Capillaire à goutte de mercure (silanisé) pour MME

Capillaire à goutte de mercure silanisé (10 pièces)



6.1241.020 Support d'électrode

Support d'électrode pour électrodes auxiliaires VA avec vis de serrage. Il s'utilise avec une tige en carbone vitreux (6.1247.000) ou une tige en platine (6.1247.010).



6.1245.000

Tube à électrolyte en verre

Tube à électrolyte en verre avec diaphragme rodé (rodage normalisé) pour une électrode de référence double jonction.



6.1245.010

Tube à électrolyte en plastique

Tube à électrolyte en plastique avec diaphragme en céramique pour électrode de référence double jonction.



6.1247.000

Tige en carbone vitreux (GC)

Pour support d'électrode 6.1241.020 ou 6.1241.120 pour électrode auxiliaire VA.



6.1247.020

Aiguilles pour MME

Aiguilles pour électrode Multi Mode MME (3 pièces).



6.1415.150 Vase de titrage / 5-70 mL



6.1415.220 Vase de titrage / 20-90 mL



6.1415.250 Vase de titrage / 50-150 mL



6.1415.310 Vase de titrage / 70-200 mL



6.1418.150

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 5-70 mL



6.1418.220

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 20-90 mL



6.1418.250

Vase de titrage avec manteau thermostatique / 50-150 mL



6.1450.210

Réceptier de titrage PFA / 10 à 90 mL

Pour l'analyse des ultra-traces et pour les solutions contenant du fluorure.



6.1456.210

Vase de mesure 10-90 mL

Réceptient de mesure pour systèmes VA automatisés.



6.2406.000

Preneur de gouttes de mercure

Fil d'argent (pour rattraper les gouttes de mercure par amalgamation)



6.2703.000

Valet pour vase titrage



6.2709.040

Bouchon ouverture MME sur les Postes VA

Pour fermer les lignes d'alimentation de gaz de l'électrode Multi-Mode dans les Postes VA, lorsque celles-ci ne sont pas utilisées. Joint torique inclus E.301.0004.



6.2709.050

Bouchon ouverture agitateur sur les Postes VA

Joint torique inclus E.301.0004. Pour l'ouverture pour agitateur dans les Postes VA



6.2711.030

Cuve de rétention pour le remplissage des MME

Pour 884 Professional VA, 797 VA Computrace, 757 VA Computrace et 647, 663, 694, 747 VA Stand



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.



6.2816.030

Aiguille avec connecteur Luer

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.

