




803 TI Stand avec agitateur et pompe

2.803.0010

Poste de titrage compact avec agitateur magnétique et pompe intégrée pour l'addition de solutions et le siphonnage du contenu du vase de titrage. Se prête aux titrages Karl Fischer avec les Titrandos. Avec connexion MSB.

Y compris accessoires complets, flacons pour solvants et déchets.

Contenu de la livraison 2.803.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.803.0010	803 TI Stand avec agitateur et pompe
Poste de titrage compact avec agitateur magnétique et pompe intégrée pour l'addition de solutions et le siphonnage du contenu du vase de titrage. Se prête aux titrages Karl Fischer avec les Titrandos. Avec connexion MSB. Y compris accessoires complets, flacons pour solvants et déchets.		



2 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1446.060

Bouchon / B-14/15 / M10



1 STK

6.1446.090

Bouchon / B-14/15 / M8



1 STK

6.1543.110

Pointe de distribution / filetage M8

Pointe de transport avec filetage M8



1 STK

6.1543.120

Pointe d'aspiration, filetage M8

Pointe d'aspiration, si le tuyau de siphonage 6.1805.200 est utilisé



2 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.023

Flacon en verre brun 1000 mL, GL 45

Pour Unités interchangeables. Flacon pour les solutions auxiliaires.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



1 STK

6.1609.010

Tube d'adsorption avec embout de tuyau

Couvercle avec embout de tuyau.



1 STK

6.1623.000

Protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille

La protection contre les débordements pour adaptateur pour bouteille empêche le débordement de la bouteille de déchets lors de l'utilisation d'une pompe d'aspiration



1 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



2 STK

6.1805.200

Tuyau PTFE / M8 / 0.5 m



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1819.030

Tuyau

Pour alésages filetés M8. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX et flacons 6.1608.0XX.



1 STK

6.1819.050

Tuyau

Pour alésages filetés M8 du siphon de flacon 6.1602.10X avec flacon d'aspiration 6.1608.030. Pour 703 et 803 Ti Stand, 681 Pump Unit et 679 Rancimat




1 STK

6.2001.060

Console statif sans potence

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrande, Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1821.070	Pointe d'aspiration M8 pour raccord à vis M10 Pour aspirer les réactifs en combinaison avec le 803 Ti Stand et la cellule volumétrique Karl Fischer. La pointe d'aspiration est adaptée aux tuyaux de filetage M8. Le raccord à vis installé dispose d'un filetage M10.	
6.2001.090	Embase accessible des deux côtés Support de potence double pour la fixation de deux agitateurs 801, 803, 804 sur un Titrande	
6.2151.010	Câble MSB fiche / prise Câble rallonge pour connexions MSB et pour Touch Control - Titrande. Prise mini-DIN - fiche mini-DIN	
6.2811.000	Tamis moléculaire Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.	

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

