



813 VA Compact Autosampler

2.813.0020

Passeur d'échantillons pour l'automatisation simple de systèmes VA avec pompe péristaltique intégrée pour le transfert d'échantillons. Le Passeur d'échantillons peut être utilisé avec le 746 VA Trace Analyzer ou le 797 VA Computrace. Capacité: 18 échantillons.

Contenu de la livraison 2.813.0020


Qt.	Order no.	Description	
1 STK	1.813.0010	813 Compact Autosampler Passeur d'échantillons compact pour 36 échantillons avec un volume de 11 mL ou 2,5 mL. Pompe péristaltique intégrée, 4 déroulements préprogrammés, clavier séparé pour les réglages, commande à distance via interface «Remote».	
1 STK	6.2751.070	Protection de sécurité Protection de sécurité pour le 813 Compact IC Autosampler.	
1 STK	6.2752.010	Couvercle pour fiches Pour 717, 730, 760 Sample Changers, Processeurs d'échantillons CI, 774 Oven Sample Processor	

1 STK

6.1822.410

Connexions capillaires en PEEK

Capillaire de connexion pour le transfert d'échantillons avec Passeurs d'échantillons 1 x M6, diamètre interne 0.5 mm, pour l'analyse de traces




2 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.1831.050

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 STK

6.2621.060

Clé à fourche 5/16 in.

Pour vis 5/16 in. Pour appareils CI



2 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2743.057

Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.030

Accouplement olive/UNF 10/32 4 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 4 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2833.000

Support pour aiguille/canule 1/18 in.

Pour Processeurs d'échantillons CI/VA. Pour canules 1/8 in.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2141.170	Câble 797 VA Computrace - 813 Compact Sample Changer - 731 Relay Box



2.772.0110 772 Pump Unit

Pompe péristaltique pour connexion directe aux Sample Processor.



2.823.0010 823 Membrane Pump Unit

Pompe à membrane pour la connexion directe aux Sample Processors.

