



833 Advanced IC Liquid Handling Sample Preparation Unit

2.833.0030

Préparation d'échantillons Metrohm inline pour l'analyse d'anions. Optimal pour la neutralisation inline de bases fortes. Échangeur de cations utilisable universellement. Capacité illimitée grâce à la régénération et le nettoyage offline.

Contenu de la livraison 2.833.0030

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1803.020	Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m
		Pour tous les appareils CI



2 STK

6.2128.180

Câble de connexion 762/830 - 752/753/754/833

Pour la connexion Interface CI - IC Pump Unit, Module Suppresseur CI, IC Dialysis Unit ou IC Liquid Handling Unit



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.030

Accouplement olive/UNF 10/32 4 x

Connexion vis de pression et tuyau de pompe. 4 pièces. Pour appareils CI avec pompe péristaltique.



1 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



2 STK



6.2821.120

Filtre inline 2 µm

Filtre inline 2 µm



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1803.030	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1826.060	Tuyau de pompe (orange/jaune) Pour Compact CI, Personal CI, Basic CI	
6.2755.000	Cassette de tuyau Pour la pompe du Pump Unit, Suppressor Module, Dialysis Unit, Compact CI, Processeur d'échantillons CI	
6.2821.130	Filtre de rechange pour filtre inline Filtre de rechange pour filtre inline.	

6.2835.000

Rotor SPM A

Rotor pour préparation d'échantillons inline avec échange de cations



6.2835.010

Pièce de connexion du module SPM et MSM

Pièce de connexion universelle pour MSM sur les appareils Professional IC Vario et Compact Flex, ainsi que pour le module SPM et MSM-HC. Avec tuyaux d'entrée et de sortie.

