



843 Pump Station (peristaltic) - rinse/aspirate

2.843.0130

La 843 Pump Station (péristaltique) dispose de deux pompes péristaltiques intégrées, pouvant être commandées directement par l'intermédiaire de signaux «remote» à partir du 869 Compact Sample Changer. La variante rincer / aspirer dispose des accessoires complets permettant une vidange automatique du b cher et un nettoyage de l' quipement de titrage.

Contenu de la livraison 2.843.0130

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)

La 843 Pump Station(p ristaltique) dispose de deux pompes p ristaltiques int gr es. Ces derni res peuvent  tre command es au choix, soit directement par l'interm diaire de l'interface   l'aide de signaux «remote», soit manuellement par pression de touche.



1 STK

6.1543.120

Pointe d'aspiration, filetage M8

Pointe d'aspiration, si le tuyau de siphonage 6.1805.200 est utilisé



2 STK

6.1621.000

Bidon 10 L

Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.



2 STK

6.1621.100

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L

Bouchon de fermeture pour les bidons de 10 L. Pour le transport aisé et sûr de bidons pleins.



4 STK

6.1801.120

Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m



1 STK

6.1805.200

Tuyau PTFE / M8 / 0.5 m



3 STK

6.1805.420

Tuyau en FEP / M6 / 48 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.240

Pièce de distribution rinçage/siphonnage pour 869
Compact Sample Changer

Pièce de distribution pour 3 x M6, 1 x M8 et 2 x connexion 1/8 pour
l'utilisation d'équipement de siphonnage/rinçage sur le 869 Compact
Sample Changer.



2 STK

6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m



4 STK

6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



1 STK

6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



2 STK

6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

Pour bidon 6.1621.000.



3 STK

6.2740.020

Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2141.260	Câble «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus et Titrino plus Câble de distribution pour la connexion «remote du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).	
6.2141.300	Câble «remote» 843-814/815 Câble «remote pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815	
6.2740.030	Tuyère de rinçage La solution de lavage est appliquée comme jet très fin afin d'éliminer de façon optimale des couches sur les électrodes et les accessoires de titrage. Pour l'équipement de titrage ECO6.5613.000.	
6.2761.000	Protection de sécurité pour la 843 Pump Station (péristaltique) La pompe péristaltique ne peut être utilisée qu'équipée de sa protection de sécurité.	