



848 Titropackage plus

2.848.0110

Système compact et économique d'automatisation des déterminations potentiométriques dans un espace restreint au minimum.

L'ensemble 848 Titropackage plus comprend tout ce qu'une installation rapide et un démarrage direct du travail avec le système exigent. L'utilisation directe est rendue possible par le grand nombre de méthodes de titrage prédéfinies, associé à un maniement très simple. Le système comprend un 848 Titrino plus, un 869 Compact Sample Changer, un 802 Stirrer (agitateur à hélice), une Ecotrode plus ainsi que divers autres accessoires.

Contenu de la livraison 2.848.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

Titreur compact pour

- titrages dynamiques (DET) automatiques à point d'équivalence
- titrages monotones (MET) automatiques à point d'équivalence
- titrages à point final (SET)



Agitateur à hélice, y compris régulateur de vitesse de rotation séparé 6.2137.000 et hélice d'agitation 6.1909.010.



Le passeur d'échantillons 869 Compact Sample Changer offre une automatisation rapide et simple des applications avec Titrino plus dans un espace exigu. Ce passeur d'échantillons est le bon choix pour les déterminations multiples en petit nombre et les petites séries d'échantillons. Avec les 12 positions au total, il est possible de réaliser les titrages les plus divers de manière entièrement automatisée et de nettoyer et stocker les électrodes.

L'affichage en temps réel en grand et de manière claire permet de repérer immédiatement l'état momentané de la série d'échantillons ainsi que de réaliser à tout moment en priorité l'analyse des échantillons importants.

Des méthodes spécifiques à l'application peuvent être créées sur la base des divers modèles de méthodes et enregistrées. La communication entre le Compact Sample Changer et le Titrino plus a lieu via des signaux remote sans qu'une boîte de commande supplémentaire ou un PC ne soient nécessaires.



1 STK

6.0262.100

Ecotrode plus

Électrode pH combinée pour les titrages acide-base en milieu aqueux. Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.



2 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



1 STK

6.1459.300

Bécher d'échantillon en plastique (PP) 120 mL, 250 pc

Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc



2 STK

6.1805.110

Tuyau en FEP / M6 / 80 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.



1 STK

6.1909.050

Tige d'agitation / 102 mm

Hélice pour 802 Stirrer si celui-ci est utilisé avec des portoirs d'échantillons pour béchers de 120 mL (6.1459.300)



1 STK

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



1 STK

6.2141.230

Câble «remote» Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Câble pour la connexion «remote» entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler et Titrino plus et/ou Pump Station.



1 STK

6.2147.000

Clavier numérique USB

Clavier numérique USB pour le Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titr sampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler et 899 Coulometer. Avec deux ports USB inclus.



2 STK

6.2151.100

Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



1 STK

6.2325.000

Kit pH

Kit de maintenance pour les électrodes pH

Le kit contient:

- 50 mL solution de nettoyage
- 50 mL solution de KCl 3M
- 50 mL solution de conservation
- 2 tubes de stockage
- Manuel d'utilisation



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2621.140 Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK 6.2739.010 Clé
Pour Unités interchangeables.



1 STK 6.3026.220 Unité interchangeable 20 mL
Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



1 STK

6.6061.010

Méthodes Titrino plus, clé USB

Contient les méthodes de FOOD PAC, WINE PAC et OIL PAC à importer directement dans le Titrino plus.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.142.0100	Imprimante thermique Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
