



Food/Beverage Titrino plus

2.848.1010

Le Food/Beverage Titrino plus vous propose un ensemble complet permettant toutes les analyses usuelles de denrées alimentaires, des boissons et des vins. Nous vous fournissons un ensemble tout confort comprenant un titreur, un agitateur magnétique, une électrode, un électrolyte et une solution de conservation pour l'Ecotrode Plus, l'électrode de verre de mesure du pH idéale pour les titrages acide-base en milieu aqueux. Même les tampons pour le calibrage sont prévus.

Profitez de notre savoir-faire en applications résultant de plus de 60 ans d'expérience. Près de 100 méthodes éprouvées attendent d'être utilisées. Plus besoin de programmer le titreur. Chargez simplement la méthode depuis la clé USB fournie. Ces méthodes ont été élaborées en s'appuyant sur les publications suivantes :

- Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists (AOAC, USA)
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
- Manuel suisse des denrées alimentaires
- Procédé Normalisé Allemand pour l'examen des eaux, des eaux usées et des boues

Contenu de la livraison 2.848.1010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK	1.848.0010	848 Titrino plus
-------	------------	------------------

Titreur compact pour

- titrages dynamiques (DET) automatiques à point d'équivalence
- titrages monotones (MET) automatiques à point d'équivalence
- titrages à point final (SET)



1 STK	1.801.0010	801 Stirrer
-------	------------	-------------

Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attendant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



1 STK	6.0262.100	Ecotrode plus
-------	------------	---------------

Électrode pH combinée pour les titrages acide-base en milieu aqueux. Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination. Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.



1 STK	6.1903.020	Barreau d'agitation / 16 mm
-------	------------	-----------------------------

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.




1 STK

6.2001.060

Console statif sans potence

Pour le montage de l'agitateur 801, 804, 803 au Titrand, Titrino plus, Dosimat plus ou 856/867



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2104.020

Câble d'électrode / 1 m / F

Pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable Metrohm G aux appareils Metrohm avec douille type F.



1 STK

6.2147.000

Clavier numérique USB

Clavier numérique USB pour le Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titr sampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler et 899 Coulometer. Avec deux ports USB inclus.



1 STK

6.2151.100

Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.2307.230

Solutions tampons pH 4 / 7 / 9

Jeu de solutions tampons pH 4.00/7.00/9.00 (25 °C) dans sachets jetables, incolores, paquet de 3 x 10 x 30 mL



1 STK

6.2308.050

Électrolyte 3 mol/L KCl (50 mL)

Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)



1 STK

6.2323.000

Solution de conservation

Solution de conservation pour toutes les électrodes de verre pH combinées avec électrolyte de référence $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



1 STK

6.2621.070

Clé hexagonale 5 mm pour IC Sample Processor



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2739.010 Clé
Pour Unités interchangeables.




1 STK 6.3026.220 Unité interchangeable 20 mL
Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



1 STK 6.6061.010 Méthodes Titrino plus, clé USB
Contient les méthodes de FOOD PAC, WINE PAC et OIL PAC à importer directement dans le Titrino plus.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2141.230	Câble «remote» Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station Câble pour la connexion «remote entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler et Titrino plus et/ou Pump Station.	
6.2141.240	Câble «remote» Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus Câble pour la connexion «remote entre Dosimat plus et Compact Sample Changer et/ou Titrino plus lors de l'utilisation du câble 6.2141.260.	
6.2141.250	Câble «remote» Compact Sample Changer - Titrino Câble pour la connexion «remote entre Compact Sample Changer et Titrinos avec connexion «remote à 25 pôles.	
6.2141.260	Câble «remote» Compact Sample Changer - Dosimat plus et Titrino plus Câble de distribution pour la connexion «remote du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).	

6.2151.120

Câble USB MINI (OTG) - USB B, 1.8 m

Pour la connexion d'appareils USB



6.2723.310

Capuchon protecteur pour Titrino Plus

Capuchon protecteur pour écran et clavier pour tous les appareils de la gamme Titrino plus.

Compatible avec : 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



6.3026.110

Unité interchangeable 1 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 1 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.150

Unité interchangeable 5 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.210

Unité interchangeable 10 mL

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



6.3026.250

Unité interchangeable 50 mL

Unité interchangeable avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière. Robinet plat PCTFE/PTFE, connexion tubulaire FEP, pointe anti diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.



2.142.0100

Imprimante thermique Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.
