




IC Amperometric Detector


2.850.9110

Détecteur ampérométrique compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Ses quatre modes de mesure (DC, PAD, flexIPAD et CV) autorisent une excellente sélectivité ainsi qu'un excellent rapport signal/bruit et la grande rapidité de la disponibilité de mesure ; toutes ces caractéristiques garantissent l'extrême précision de la mesure.

Contenu de la livraison 2.850.9110

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.850.9110	IC Amperometric Detector

Détecteur ampérométrique compact et intelligent destiné aux appareils CI intelligents. Ses quatre modes de mesure (DC, PAD, flexIPAD et CV) autorisent une excellente sélectivité ainsi qu'un excellent rapport signal/bruit et la grande rapidité de la disponibilité de mesure ; toutes ces caractéristiques garantissent l'extrême précision de la mesure.



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.




1 STK

6.2165.000

Câble de connexion pour 61257XXX

Câbles de connexion de la cellule de détecteur ampérométrique.



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2813.040

Cellule fictive pour le IC Amperometric Detector.

Cellule fictive pour tests de performance.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.5333.000	Kit IQ/OQ pour CI Le kit IQ/OQ pour la CI contient toutes les pièces et solutions standard, nécessaires à IQ/OQ en chromatographie ionique.	
6.5337.000	Équipement CI cellule Wall-Jet : sans électrode Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément, sans électrode.	
6.5337.010	Équipement CI cellule Wall-Jet : Carb (Au, Pd) Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des hydrates de carbone avec une électrode de travail en or et une électrode de référence en Pd.	
6.5337.020	Équipement CI cellule Wall-Jet : cyanure (Ag, Pd) Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique du cyanure avec une électrode de travail en argent et une électrode de référence en Pd.	

6.5337.030

Équipement CI cellule Wall-Jet : anion (GC, Ag/AgCl)

Équipement comprenant une cellule Wall-Jet avec accessoires en supplément. Pour méthode analytique des anions avec une électrode de référence en Glassy Carbon et une électrode de référence en Ag/AgCl.



6.1257.010

Cellule Wall-Jet

Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Wall-Jet.



6.1257.210

Électrode de travail en Au, 3 mm

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.220

Électrode de travail en GC

Électrode de travail en carbone vitreux spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.230

Électrode de travail en Pt

Électrode de travail en platine spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.240

Électrode de travail en Ag

Électrode de travail en argent spéciale détection ampérométrique, diamètre 3 mm.



6.1257.260

Électrode de travail en Au, 2 mm

Électrode de travail en or spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm.



6.1257.720

Électrode de référence Ag/AgCl pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en argent-chlorure d'argent spéciale détection ampérométrique.



6.1257.740 Électrode de référence en Pd pour 6.1257.xxx

Électrode de référence en palladium spéciale détection ampérométrique



6.1257.810 Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet.

Spacer 50 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.830 Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet

Spacer 25 µm pour cellule Wall-Jet ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.100 Cellule Thin-Layer

Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Thin-Layer. Pour des applications spéciales et des systèmes avec contre-pression élevée (par ex. les couplages MS pour ampérométrie).



6.5337.200 Équipement CI cellule Thin-Layer : sans électrode

Équipement comprenant une cellule Thin-Layer avec accessoires en supplément, sans électrode.



6.2802.200 Kit de maintenance pour électrodes de travail 6.1257.2XX

Outil permettant d'éliminer les matériaux PEEK en saillie et pour le polissage final des électrodes de travail, y compris des disques de polissage.



6.2802.210 Disques de polissage du kit de maintenance 6.2802.200

Disques de polissage de remplacement pour outil de maintenance pour électrodes de travail 6.1257.2XX.



6.1257.820 Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 50 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.840

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer

Spacer 25 µm pour cellule Thin-Layer ampérométrique, 3 pièces.



6.1257.270

Électrode de travail Cu, 2 mm

Électrode de travail en cuivre spéciale détection ampérométrique, diamètre 2 mm. Électrode de travail en alternative à l'électrode en or pour la méthode d'analyse des hydrates de carbone.



6.5000.200

Kit d'accessoires : IC Amperometric Detector

Kit d'accessoires en option pour l'IC Amperometric Detector en vue de déterminations dans des solutions peu conductrices.



6.5337.210

Équipement CI : cellule Thin-Layer : Carb (Au, Pd)

Équipement constitué d'une cellule Thin-Layer et d'accessoires supplémentaires, d'électrodes destinées à une méthode analytique des hydrates de carbone, ainsi que d'une électrode de travail en or et d'une électrode de référence en Pd.

