



858 Professional Sample Processor pour VA et CVS

2.858.0110

Le 858 Professional Sample Processor pour VA et CVS permet le traitement entièrement automatisé de grandes séries d'échantillons d'additifs organiques dans des bains galvaniques, comme les agents de brillantage (« brighteners ») et les agents de lissage (« suppressors ») à l'aide de la « Cyclic Voltammetric Stripping » (CVS) en association avec des appareils Professional VA /CVS et viva. Le système est contrôlé directement par le logiciel viva et autorise le changement automatique parmi les différentes méthodes de détermination. Le rack d'échantillons livré avec l'appareil peut contenir 56 échantillons de 11 mL maximum pour la détermination de supprimeurs et 28 échantillons de 50 mL maximum pour la détermination des agents de brillantage.

Le 858 Professional Sample Processor pour VA et CVS est fourni avec un bras pivotant intégré, y compris accessoires, rack d'échantillons et câble de connexion, permettant d'installer un poste de travail complet, mais sans équipement de rinçage.

Contenu de la livraison 2.858.0110

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.



1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



1 STK

6.1803.160

Capillaire PTFE 0,75 mm d. i. / 3 m

Capillaire PTFE pouvant être utilisé dans le 920 Absorber Module.



1 STK

6.1815.010

Ruban à spirale / 0.5 m

Pour maintenir ensemble différents câbles ou tuyaux.




2 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.1831.020

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 22 cm

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.1835.050

Aiguille d'aspiration d'échantillons en PEEK

Pour passeur d'échantillons pour le transfert de grands volumes d'échantillons, par exemple dans le cas de la détermination de brillanceurs.




1 STK

6.2041.450

Rack d'échantillons, 56 x 11 mL et 56 x 50 mL (PVC)

Rack d'échantillons pour 858 Professional Sample Processor, 815 Robotic USB Sample Processor XL pour 112 récipients d'échantillon. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillon suivants : 6.2743.050, 6.2747.010, 6.2743.040, flacons Sarstedt 50 mL.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.080

Pince coupante pour capillaires

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1 /16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK 6.2621.130 Clé hexagonale 2 mm
2 mm.



1 STK 6.2739.000 Clé
Pour serrer les raccords à vis



1 STK 6.2743.057 Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



2 STK 6.2744.010 Vis de pression 5x
Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



2 STK

6.2744.060

Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.



1 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation


Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2744.290

Connecteur T 3 × UNF 10/32 avec support



4 STK

6.2747.010

Réceptif d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.




1 STK

6.2751.110

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour Advanced IC/VA Sample Processors.



1 STK


6.2846.000

Aiguille d'aspiration d'échantillons en oxyde de zirconium

Aiguille d'aspiration d'échantillons pour Sample Processors et passeur d'échantillons en voltampérométrie.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2041.780	Rack d'échantillons 65 x 11 mL + 25 x 50 mL Rack d'échantillons à plusieurs rangées pour 65 échantillons dans des récipients d'échantillon à 11 mL (6.2743.050) et 25 échantillons dans des récipients d'échantillon à 50 mL (6.02743.030)	
6.2041.770	Rack d'échantillons 211 x 11 mL Rack d'échantillons à plusieurs rangées pour 211 échantillons dans des récipients d'échantillon à 11 mL (6.2743.050)	
6.5339.620	Équipement : 807 Dosing Units pour système de pipetage pour appareils VA/CVS professionnels Jeu d'accessoires pour système de pipetage CVS entièrement automatisé en liaison avec le 858 Professional Sample Processor. Contient respectivement une 807 Dosing Unit de 5 mL et 50 mL, des bouteilles à verre clair de 2 L, un tuyau de pipetage, une station de rinçage, une protection de sécurité et d'autres accessoires. Sans Dosinos.	