



858 Professional Sample Processor VA pour antioxydants

2.858.0130

Le 858 Professional Sample Processor VA pour antioxydants permet de traiter des séries d'échantillons de lubrifiants pour déterminer la concentration en antioxydants en combinaison avec des appareils VA Professional et viva. Le système est contrôlé directement par le logiciel viva. Le rack d'échantillons livré comprend 24 échantillons extraits automatiquement sur le passeur d'échantillons avant la détermination pour la préparation des échantillons.

Le 858 Professional Sample Processor VA pour antioxydants est fourni avec un bras pivotant intégré, y compris accessoires, rack d'échantillons, agitateur magnétique et câble de connexion, permettant d'installer un poste de travail complet, mais sans équipement de rinçage.

Contenu de la livraison 2.858.0130

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.858.0020

858 Professional Sample Processor – Pump

Le 858 Professional Sample Processor – Pump traite des échantillons de 500 µL à 500 mL. Le transfert des échantillons s'opère soit au moyen de la pompe péristaltique bidirectionnelle à deux voies intégrée soit par un 800 Dosino.




1 STK

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

Agitateur magnétique pour passeurs d'échantillons.

L'agitateur magnétique est installé au dessous du portoir d'échantillons.



1 STK

1.800.0040

800 Dosino (câble de 0,65 m de longueur)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).



24 STK

6.1432.210

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 75 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 et 6.2041.900, 1 pc



1 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



1 STK

6.1546.030

Tige tire-piston

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.



1 STK

6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



1 STK

6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45



1 STK

6.1803.020

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 5 m

Pour tous les appareils CI



1 STK

6.1808.010

Pièce de couplage 2xM6

2 filetages extérieurs M6. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour 676 Sample Changer



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1808.060

Connecteur T / M6 intérieur

3 fois filetage M6 intérieur.



1 STK

6.1819.080

Tuyau d'adduction de gaz

Pour appareils de mesure de stabilité.



1 STK

6.1826.430

Tuyau de pompe Tygon MHLL (jaune/bleu), 2 taquets

Pour la détermination d'antioxydants dans la voltampérométrie



1 STK

6.1829.080

Tuyau d'aspiration / M6 / 0,3 m



1 STK

6.1831.020

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 22 cm

Pour tous les composants Cl.



24 STK 6.1903.010 Barreau d'agitation / 12 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 12 mm



1 STK 6.2037.040 Support de feuilles

Support de feuilles pour béchers échantillons de 75 mL Passeur d'échantillons Karl Fischer



1 STK 6.2041.340 Rack d'échantillons, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack d'échantillons pour 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler Light pour 24 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)



1 STK 6.2151.000 Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



1 STK

6.2621.080

Pince coupante pour capillaires

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1 /16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



4 STK

6.2744.080

Adaptateur filetage M6 / UNF 10/32

Avec filetage extérieur M6. Pour appareils CI.




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation


Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2744.290

Connecteur T 3 × UNF 10/32 avec support




1 STK

6.2744.350

Vis de pression PEEK 14 mm, 3 pièces

Avec connecteur UNF 10/32. Pour la connexion des capillaires PEEK dans le Absorber Module.



4 STK

6.2747.010

Récipient d'échantillon 50 mL

Avec fermeture à vis bleue et graduations en mL. Jeu de 25 pièces.




1 STK

6.2751.110

Protection de sécurité

Protection de sécurité pour Advanced IC/VA Sample Processors.



1 STK

6.2820.000

Feuilles Al

1000 rondelles de 80 mm de diamètre. Epaisseur des feuilles: 0,010 mm.
Ensemble avec support pour feuilles 6.2037.030 pour béciers
échantillons 6.1432.210. Pour 674 KF Sample Changer



1 STK

6.2833.020

Support d'aiguille 1/8 in. avec connexion tubulaire
M6

Pour les passeurs d'échantillons. Pour la connexion de tuyaux FEP avec
raccord M6



1 STK

6.2841.110

Station de rinçage pour équipement de pipetage

Station de rinçage pour équipement de pipetage



1 STK

6.2846.010

Aiguille d'échantillonnage en oxyde de zirconium
avec pointe en PEEK

Aiguille d'échantillonnage pour Sample Processor et passeur d'
échantillons en chromatographie ionique. La pointe en PEEK garantit un
perçage sûr du couvercle du flacon.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

