




863 Compact VA Autosampler

2.863.0020

Le 863 Compact VA Autosampler est un passeur d'échantillons économique et peu encombrant pour automatiser en toute simplicité les systèmes VA dans le cadre d'analyses de traces voltampérométriques avec le 797 VA Computrace. Il permet une détermination hautement précise de petites séries de maximum 18 échantillons similaires de 5 à 11 mL.

Avec pompe péristaltique intégrée pour le transfert d'échantillon. L'appareil est fourni avec un rack d'échantillons monté, un jeu d'accessoires complet et un câble de raccordement permettant d'installer un poste de travail complet.

Contenu de la livraison 2.863.0020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.863.0010

863 Compact IC Autosampler

Le 863 Compact IC Autosampler est l'auxiliaire par excellence pour l'analyse de routine. Il permet d'automatiser les chromatographes ioniques les plus divers de la gamme Metrohm.




1 STK

6.1822.410

Connexions capillaires en PEEK

Capillaire de connexion pour le transfert d'échantillons avec Passeurs d'échantillons 1 x M6, diamètre interne 0.5 mm, pour l'analyse de traces




2 STK

6.1826.020

Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu)

Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie



1 STK

6.1831.050

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler



1 STK

6.2141.230

Câble «remote» Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

Câble pour la connexion «remote» entre Compact Sample Changer /Compact Autosampler et Titrino plus et/ou Pump Station.



1 STK

6.2151.100

Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

Pour la connexion d'appareils USB



1 STK

6.2621.090

Clé à fourche 1/2 in.

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis



1 STK

6.2743.057

Récipient d'échantillon 11 mL

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.



1 STK

6.2744.070

Vis de pression courte

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK




2 STK

6.2744.160

Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.



1 STK

6.2833.030

Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact Autosampler

Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact Autosampler



1 STK


6.2846.000

Aiguille d'aspiration d'échantillons en oxyde de zirconium

Aiguille d'aspiration d'échantillons pour Sample Processors et passeur d'échantillons en voltampérométrie.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
2.843.0040	843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA	
	La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du b�cher de mesure dans des syst�mes VA et CVS semi-automatis�s ou enti�rement automatis�s � l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltamp�rom�trie dispose de tous les accessoires n�cessaires au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure.	
2.843.0140	843 VA Peristaltic Pump Station pour les syst�mes Compact VA	
	La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes p�ristaltiques int�gr�es qui peuvent �tre command�es directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure dans des syst�mes VA et CVS semi-automatis�s ou enti�rement automatis�s � l'aide du 797 VA Computrace. La variante pour la voltamp�rom�trie dispose de tous les accessoires n�cessaires au rin�age automatique et au vidage du b�cher de mesure.	
6.2723.310	Capuchon protecteur pour Titrino Plus	
	Capuchon protecteur pour �cran et clavier pour tous les appareils de la gamme Titrino plus. Compatible avec : 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.	

2 000 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récipients d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

