



871 Advanced Bioscan

2.871.0010

Détecteur à ampérométrie pulsée pour la détermination très sensible de sucres, alcools et acides de sucre, polysaccharides et autres substances oxydables. Cellule de mesure non comprise dans la livraison. Le 871 Advanced Bioscan permet entre autres l'analyse des hydrates de carbone (glucides). Le coeur du 871 Advanced Bioscan est le détecteur à ampérométrie pulsée avec une vanne d'injection et un four à colonne intégrés. Le pilotage est effectué par le logiciel Metrodata IC Net. À côté de l'analyse d'hydrates de carbone, le 871 Advanced Bioscan est également utilisé pour la détermination d'anions inorganiques oxydables. Diverses cellules de mesure sont disponibles avec électrode en or, en argent, en platine ou en carbone vitreux selon l'application.

Contenu de la livraison 2.871.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.871.0010

871 Advanced Bioscan

Détecteur à ampérométrie pulsée pour la détermination très sensible de sucres, alcools et acides de sucre, polysaccharides et autres substances oxydables. Cellule de mesure non comprise dans la livraison. Le 871 Advanced Bioscan permet entre autres l'analyse des hydrates de carbone (glucides). Le coeur du 871 Advanced Bioscan est le détecteur à ampérométrie pulsée avec une vanne d'injection et un four à colonne intégrés. Le pilotage est effectué par le logiciel Metrodata IC Net. À côté de l'analyse d'hydrates de carbone, le 871 Advanced Bioscan est également utilisé pour la détermination d'anions inorganiques oxydables. Diverses cellules de mesure sont disponibles avec électrode en or, en argent, en platine ou en carbone vitreux selon l'application.



1 STK

6.2156.010

Câble enregistreur pour Bioscan

Câble analogique Bioscan - enregistreur, pour signal transformé (pas nécessaire dans le système CI).



1 STK

6.1816.060

Tuyau d'écoulement pour l'UV/VIS Compact CI et Bioscan

Tuyau pour évacuer des liquides




1 STK

6.1825.210

Boucle d'échantillon en PEEK 20 µL

Pour vanne d'injection, avec 2 vis de pression en PEEK



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



1 STK

6.2620.150

Atténuateur de pulsations (exempt de métal)

Pour tous les chromatographes ioniques



2 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.014

Vis de pression 2x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK

6.2744.040

Couplage 2 x UNF 10/32

Pour la connexion de capillaires 1/16 in. Pour appareils CI



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1254.070	Cellule à flux continu an argent pour Bioscan Cellule à flux continu pour Bioscan, matériau d'électrode: argent	
6.1254.130	Cellule Vario, platine, pour Bioscan Cellule de mesure avec électrode de travail remplaçable en platine.	
6.1254.140	Cellule Vario, argent, pour Bioscan Cellule de mesure avec électrode de travail remplaçable en argent.	
6.1254.230	Électrode de travail en platine pour cellule Vario Électrode de travail en platine pour cellule Vario 6.1254.1X0	

6.2744.130

Vis de pression pour cellule de mesure Bioscan

Pour connexion 1/16 in. Capillaires.



6.1803.030

Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 3 m

Capillaire pour dialyse inline, pour Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

