



874 Oven Sample Processor

2.874.0120

Le 874 Oven Sample Processor sert pour la préparation thermique automatisée des échantillons pour le titrage Karl Fischer. La méthode d'extraction avec four est surtout adaptée aux échantillons qui libèrent leur eau seulement à des températures très élevées, des échantillons difficilement solubles ou qui réagissent avec le réactif KF.

Contenu de la livraison 2.874.0120

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.874.0010	874 Oven Sample Processor

Le 874 Oven Sample Processor sert pour la préparation thermique automatisée des échantillons pour le titrage Karl Fischer. La méthode d'extraction avec four est surtout adaptée aux échantillons qui libèrent leur eau seulement à des températures très élevées, des échantillons difficilement solubles ou qui réagissent avec le réactif KF.



1 STK

6.1446.170

Bouchon pour tuyau de chauffage

Pour récipients KF coulométriques, en combinaison avec les connexions tubulaires chauffées 6.1830.000, 6.1830.010, 6.1830.020




3 STK

6.1448.057

Fermeture septum en aluminium, 100 pièces

Avec fermeture en Al.



2 STK

6.1602.145

Adaptateur de siphon pour flacon sécheur

Fermeture à vis avec filetage GL 45 pour flacon sécheur 6.1608.050.



2 STK

6.1608.050

Four flacon sécheur / 100 mL / GL 45



2 STK

6.1805.010

Tuyau en FEP / M6 / 13 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage.



1 STK

6.1805.050

Tuyau en FEP / M6 / 18 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.470

Tuyau en FEP / M6 / 44 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1808.040

Adaptateur de filetage M6 extérieur / M8 intérieur

Filetage M6 extérieur, M8 intérieur.



1 STK

6.1808.050

Raccord olive / M8

1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



2 STK

6.1821.040

Tube de filtration

Tube de filtration pour flacon sécheur 6.1608.050. Pour Rancimat et fours Karl Fischer.



1 STK

6.1830.030

Tuyau de chauffage

Tuyau de chauffage avec filetage M6 pour les 860 KF Thermoprep, 885 Compact Oven Sample Processor et 874 USB Oven Sample Processor.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2041.720

Rack d'échantillons, 36 x 6 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 874 Oven Sample Processor pour 36 récipients d'échantillon. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)



1 STK

6.2049.040

Support d'aiguille avec Luer-lock

Support d'aiguille (58 mm) avec Luer-lock pour les fours Karl Fischer 860, 874 et 885.



1 STK

6.2049.050

Support d'aiguille avec Luer-lock

Support d'aiguille (73 mm) avec Luer-lock pour les fours Karl Fischer 860, 874 et 885.



1 STK

6.2053.000

Agrafe pour câble

Agrafe pour câble pour fixer les câbles



1 STK

6.2063.020

Pièce d'insertion d'échantillon

Pièce d'insertion d'échantillon pour flacons d'échantillon en verre de 6 mL (6.2419.000) pour 874



1 STK

6.2151.000

Câble USB A – Mini-DIN 8 pôles

Câble pour Controller



3 STK

6.2419.007

Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.057, 100 pièces



1 STK

6.2621.100

Clé hexagonale 3 mm pour IC Sample Processor



1 STK

6.2621.110

Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



1 STK

6.2621.130

Clé hexagonale 2 mm

2 mm.



1 STK

6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm



1 STK

6.2627.010

Pièce d'insertion pour four

Utilisable avec le 874 USB Oven Sample Processor



1 STK

6.2724.010

Filtre anti-poussière

Filtre anti-poussière pour Rancimats et fours Karl Fischer.



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis




1 STK

6.2751.140

Protection de sécurité

Protection de sécurité en PMAM pour le 874 Oven Sample Processor.



1 STK

6.2816.070

Aiguille d'injection

Utilisée avec les fours Karl Fischer.



1 STK

6.2816.080

Aiguille d'échappement

Pour Thermoprep KF.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.851.0110	851 Titrando avec électrode génératrice sans diaphragme Coulomètre avec électrode génératrice sans diaphragme. La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire. Le 851 Titrando rend les titrages coulométriques simples et rapides. Gamme de mesure recommandée : 10 µg à 200 mg d'eau absolue. Utilisation avec le logiciel OMNIS, tiamo ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.
2.852.0150	852 Titrando avec électrode génératrice sans diaphragme Coulomètre avec électrode génératrice sans diaphragme et cellule de titrage volumétrique complète La coulométrie est la méthode idéale pour déterminer les traces d'eau (10 µg à 10 mg d'eau absolue) dans les liquides, les matières solides et gazeuses. Comme la coulométrie est une méthode absolue, la détermination du titre n'est pas nécessaire. Gamme de mesure recommandée en coulométrie : 10 µg à 200 mg d'eau absolue. Le 852 Titrando maîtrise le titrage volumétrique Karl Fischer en plus du titrage coulométrique. Utilisation avec le logiciel OMNIS, <i>tiamo</i> ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant.



Le Titrande Karl Fischer pour le laboratoire de titrage moderne

Ce titreur haut de gamme ne dispose pas seulement du mode Karl Fischer (KFT), il met également à disposition de l'utilisateur le mode SET, permettant de réaliser des titrages à point final prédéfini.

« iTrode ready » : grâce à l'interface de mesure galvanique à haute résolution, désormais avec également une entrée de mesure numérique supplémentaire pour les électrodes intelligentes « iTrode », il est possible en plus d'effectuer des mesures pH avec une fidélité maximale.

Jusqu'à quatre Dosino peuvent être connectés au 901 Titrande grâce aux quatre connecteurs MSB. Ils peuvent être utilisés pour les titrages et aussi pour l'ajout automatisé d'échantillon, de solutions standard ou auxiliaires tels les solubilisants. Par ailleurs, vous disposez de toutes les fonctions de Liquid Handling, ce qui vous permet d'automatiser également l'aspiration de réactif usé et l'ajout de solvant nouveau.

Utilisation avec le logiciel OMNIS, *tiamo* ou le Touch Control. Satisfait aux exigences des BPF/BPL et de la FDA, telles que celles de la réglementation 21 CFR Part 11, le cas échéant



Le Dosino 800 est un moteur de burette avec système de lecture/écriture pour les Unités de distribution intelligentes. Avec câble attenant (150 cm).




Agitateur magnétique sans potence pour compléter les Titrino plus, Dosimat plus, Titrande, Sample Processors, 805 Dosimat et 780/781 pH Meter. Avec câble attenant pour MSB (Metrohm Serial Bus).



6.1448.050 Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces

Avec fermeture en Al.



6.2419.000 Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.3032.120 807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 2 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



6.3032.150 807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.




807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 20 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion. Connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.



Équipement de mesure pour contrôler la température de 774 Oven Sample Processor, 832, 860 Thermoprep.



6.2811.000

Tamis moléculaire

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimensions des pores: 0.3 nm. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.



6.2811.010

Tamis moléculaire (US)

Tamis moléculaire. Flacon à 250 g. Dimension des pores : 0,3 nm. Sans indicateur d'humidité. Pour Rancimats et appareils Karl Fischer.

Ce produit est destiné à tous les utilisateurs résidant aux États-Unis. Le matériau est classé comme dangereux aux États-Unis selon la norme OSHA sur la communication des renseignements à l'égard des matières dangereuses (29 CFR 1910.1200).

