



889 IC Sample Center

2.889.0010

Le 889 IC Sample Center est un autosampler robuste pour haute sortie d'échantillons et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne suivant le principe x-y-z et un système de dosage à haute résolution pour une injection d'échantillons précise. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa. Une vanne d'injection PEEK complète le système d'automatisation du 889 IC Sample Center. C'est la solution d'automatisation la plus indiquée si vous avez très peu d'échantillon disponible.

Contenu de la livraison 2.889.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.889.0010

889 IC Sample Center

Le 889 IC Sample Center est un autosampler robuste pour haute sortie d'échantillons et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne suivant le principe x-y-z et un système de dosage à haute résolution pour une injection d'échantillons précise. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa. Une vanne d'injection PEEK complète le système d'automatisation du 889 IC Sample Center. C'est la solution d'automatisation la plus indiquée si vous avez très peu d'échantillon disponible.



1 STK

6.1608.110

Flacon de lavage 250 mL pour IC Sample Center

Flacon de lavage pour solution de rinçage dans le IC Sample Center.



2 STK

6.1807.010

Connecteur Y pour tubes d.i. 6-9 mm

Pièce de connexion pour les tuyaux déchets



2 STK

6.1816.070

Tuyau en silicone 8/12 mm, 1 m

Pour le IC Sample Center



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



2 STK

6.2041.200

Rack d'échantillons, 48 x 11 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 48 récipients d'échantillons. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillons suivants : 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Matériau : Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2743.107

Flacons en PP de 0,7 mL pour IC Sample Center, 100 pièces

100 récipients d'échantillon



1 STK

6.2743.127

Septum pour 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pièces



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK



6.2816.200

Aiguille d'air de 80 mm, noire

Pour IC Sample Center




Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1562.170	Tuyau de transfert Tefzel 1000 µL Pour le IC Sample Center.	
6.1829.060	Set de capillaires pour unité de seringues Pour IC Sample Center	
6.2743.100	Flacons en PP de 0,7 mL pour IC Sample Center, 1000 pièces 1000 récipients d'échantillon	
6.2743.110	Flacons en PP 0,3 mL pour le IC Sample Center, 1000 pièces 1000 récipients d'échantillon	

6.2743.117 Flacons en PP 0,3 mL pour le IC Sample Center, 100 pièces
100 récipients d'échantillon.



6.2743.120 Septum pour 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 pièces



6.2816.210 Aiguille avec capillaire, 15 µL
Pour IC Sample Center



6.5333.000 Kit IQ/OQ pour CI
Le kit IQ/OQ pour la CI contient toutes les pièces et solutions standard, nécessaires à IQ/OQ en chromatographie ionique.




6.7303.100 Flacon de verre, 1,5 mL, 100 pièces

Utilisation avec des passeurs d'échantillons : Liquid Autosampler CIC (TEI),
MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



6.7303.110 Septum pour 67303100, 100 pièces

Utilisation avec le flacon en verre 67303100 sur les passeurs
d'échantillons suivants : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000
Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



6.2041.210 Rack d'échantillons, 12 x 6 mL, (Al)


Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 12 récipients
d'échantillons. Les récipients d'échantillon suivants conviennent :
6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)



6.1448.050 Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces

Avec fermeture en Al.



6.2419.000 Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.2621.110 Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



6.2420.007 Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.1448.067 Fermeture vissée avec septum, 100 pces

Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL 6.2420.007, 100 pièces

