



889 IC Sample Center Basic - cool

2.889.0040

Le 889 IC Sample Center Basic – cool est la solution d'automatisation appropriée, si vous avez très peu d'échantillon. Par rapport au 889 IC Sample Center Basic, il dispose en plus d'une fonction de réfrigération, ce qui en fait le passeur d'échantillons idéal pour les échantillons utiles en biochimie ou instables thermiquement.

Le transfert d'échantillon a lieu soit avec une pompe péristaltique dans le système CI soit avec un 800 Dosino, par exemple sous application de la technique d'injection intelligente Partial-Loop.

Pris en charge avec MagIC Net 4.1 et supérieur.

Contenu de la livraison 2.889.0040

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

2 STK 6.1807.010 Connecteur Y pour tubes d.i. 6-9 mm
Pièce de connexion pour les tuyaux déchets



2 STK 6.1816.070 Tuyau en silicone 8/12 mm, 1 m
Pour le IC Sample Center



2 STK 6.2041.200 Rack d'échantillons, 48 x 11 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 48 récipients d'échantillons. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillons suivants : 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Matériau : Aluminium (Al)



1 STK 6.2151.020 Câble USB A - USB B 1,8 m
Câble de connexion USB



1 STK

6.2743.107

Flacons en PP de 0,7 mL pour IC Sample Center, 100 pièces

100 récipients d'échantillon



1 STK

6.2743.127

Septum pour 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pièces



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1448.057	Fermeture septum en aluminium, 100 pièces Avec fermeture en Al.	
6.1448.067	Fermeture vissée avec septum, 100 pcs Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL 6.2420.007, 100 pièces	
6.2041.210	Rack d'échantillons, 12 x 6 mL, (Al) Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 12 récipients d'échantillons. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000. Matériau : Aluminium (Al)	
6.2419.007	Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 100 pièces Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.057, 100 pièces	

6.2420.007

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.2621.110

Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



6.2743.100

Flacons en PP de 0,7 mL pour IC Sample Center, 1000 pièces

1000 récipients d'échantillon



6.2743.107

Flacons en PP de 0,7 mL pour IC Sample Center, 100 pièces

100 récipients d'échantillon




6.2743.110 Flacons en PP 0,3 mL pour le IC Sample Center, 1000 pièces
1000 récipients d'échantillon



6.2743.117 Flacons en PP 0,3 mL pour le IC Sample Center, 100 pièces
100 récipients d'échantillon.



6.2743.120 Septum pour 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 pièces



6.7303.100 Flacon de verre, 1,5 mL, 100 pièces


Utilisation avec des passeurs d'échantillons : Liquid Autosampler CIC (TEI),
MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



6.7303.110

Septum pour 67303100, 100 pièces

Utilisation avec le flacon en verre 67303100 sur les passeurs d'échantillons suivants : Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) et 889 Sample Center.



6.05330.220

Équipement CI : boucle complète Full-Loop, PP, 889 Basic

L'équipement CI comprend tous les accessoires nécessaires au transfert d'échantillons du 889 IC Sample Center Basic par pompe péristaltique au chromatographe ionique.



6.2816.220

Aiguille avec capillaire, 79 µL

Pour 889 IC Sample Center Basic



6.05330.230

Équipement CI : MiPT, 889 Basic

Jeu d'accessoires pour le montage d'un Dosino pour injection boucle partielle (Partial-Loop) en combinaison avec le 889 Basic (28890030 et 28890040)

