




898 XYZ Sample Changer 48 x 250 mL

2.898.0210

Le 898 XYZ Sample Changer séduit par sa vitesse et le nombre d'échantillons qu'il peut traiter sans surveillance. Deux racks d'échantillons contenant chacun 24 béchers de 250 mL peuvent être positionnés sur le Sample Changer et y être traités en continu. Dès que le traitement du premier rack est terminé, celui-ci peut être remplacé par un rack avec de nouveaux échantillons. Grâce à la station de lavage intégrée disposant d'une pompe à membrane, les capteurs utilisés sont toujours dans le meilleur état possible. La commande s'effectue par PC au moyen du logiciel de titrage tiamo™.

Contenu de la livraison 2.898.0210

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 STK

6.1621.010

Bidon en PE / 30 L

Bidon d'éluant pour les appareils CI online.



5 STK

6.1236.020

Douille à RN 14/12 mm

Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm et joint torique.



50 STK

6.1432.320

Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, 1 pc

Bécher d'échantillon en verre clair 250 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 et 6.2068.030, 1 pc



5 STK

6.1446.000

Bouchon à RN / B-14/(15)



3 STK

6.1446.010

Bouchon

Pour Passeurs d'échantillons



1 STK

6.1458.010

Tête de titrage, 6 x RN 14 et 3 x ouvertures RN 9

Avec 6 ouvertures RN 14 et 3 ouvertures RN 9.



2 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



2 STK

6.1621.110

Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L.

Bouchon de fermeture pour les bidons de 30 L. Pour le transport aisé et sur de bidons pleins.



2 STK

6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

Avec protection contre la lumière et le flambage



3 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK

6.6067.000

Clé USB pour 898 XYZ Sample Changer




1 STK


6.2071.040

Rack d'échantillons pour 898 XYZ SC 24 x 250 mL à gauche



Rack d'échantillons pour 24 béchers de 250 mL (6.1432.320) pour le 898 XYZ Sample Changer. Le rack d'échantillons présente un évidement pour la station de rinçage externe et est numéroté de 1 à 24. Il est placé sur la partie gauche du passeur d'échantillons. Deux racks d'échantillons maximum peuvent être mis en place par 898 XYZ SC.



Rack d'échantillons pour 24 béchers de 250 mL (6.1432.320) pour le 898 XYZ Sample Changer. Le rack d'échantillons présente un évidement pour la station de rinçage externe et est numéroté de 25 à 48. Il est placé sur la partie droite du passeur d'échantillons. Deux racks d'échantillons maximum peuvent être mis en place par 898 XYZ SC.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2071.020	Rack d'échantillons pour 898 XYZ SC 41 x 120 mL à gauche Rack d'échantillons pour 41 béchers de 120 mL (6.1459.300) pour le 898 XYZ Sample Changer. Le rack d'échantillons présente un évidement pour la station de rinçage externe et est numéroté de 1 à 41. Il est placé sur la partie gauche du passeur d'échantillons. On peut placer deux racks d'échantillons par 898 XYZ SC maximum.	
6.2071.030	Rack d'échantillons pour 898 XYZ SC 41 x 120 mL à droite Rack d'échantillons pour 41 béchers de 120 mL (6.1459.300) pour le 898 XYZ Sample Changer. Le rack d'échantillons présente un évidement pour la station de rinçage externe et est numéroté de 42 à 82. Il est placé sur la partie droite du passeur d'échantillons. Deux racks d'échantillons maximum peuvent être mis en place par 898 XYZ SC.	
6.7600.010	Bac de collecte pour 898 XYZ Sample Changer Bac de collecte pour 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Support de station de rinçage pour 898 XYZ Sample Changer Support de station de rinçage pour 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030 Station de rinçage pour 898 XYZ Sample Changer

Station de rinçage pour 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040 Guide de tuyau pour 898 XYZ Sample Changer

Guide de tuyau pour 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050 Support de tête de titrage pour 898 XYZ Sample Changer

Support de tête de titrage pour 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060 Protection contre les projections pour 898 XYZ Sample Changer

Protection contre les projections pour 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Kit de rinçage et d'aspiration pour 898 XYZ Sample Changer


Kit de rinçage et d'aspiration (FEP/TYGON) pour 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Kit de régulation par étranglement du rinçage pour 898 XYZ Sample Changer

Kit de régulation par étranglement du rinçage pour 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

Bloc d'alimentation 24 V pour 898 XYZ Sample Changer

Bloc d'alimentation 24 V pour 898 XYZ Sample Changer.

